

## KÉMCSŐÁLLVÁNYOK

**Multistand állvány, ratiolab®**

PA

Az új ratiolab® multistand állvány különböző átmérőjű csövekkel használható. A lamellás tartóelemeknek köszönhetően, alkalmazható a kémcsövektől kezdve, a mikrotesztcsöveken át a cryo csövekig. Mosogatógépben mosható.

Rendelési kód	Leírás
29 371 2101	fehér, 5 x 5 férőhely, méret:105x105x42 mm

**Kémcsőállványok, autoklávozható, (121°C 20 perc)**

PP

Rendelési kód fehér	Rendelési kód kék	Rendelési kód piros	Rendelési kód sárga	Lyuk (mm)	Férőhely	Méret
29 130 7521	29 130 7531	29 130 7541	29 130 7551	13	6x14	125x265x70
29 130 7522	29 130 7532	29 130 7542	29 130 7552	16	5x11	125x265x70
29 130 7523	29 130 7533	29 130 7543	29 130 7553	18	5x11	125x265x70
29 130 7524	29 130 7534	29 130 7544	29 130 7554	20	4x10	125x265x70
29 130 7525	29 130 7535	29 130 7545	29 130 7555	25	4x8	125x265x90
29 130 7526	29 130 7536	29 130 7546	29 130 7556	30	3x7	125x265x90

**Kémcsőállványok, autoklávozható, (121°C 20 perc)**

PP

Rendelési kód fehér	Rendelési kód kék	Rendelési kód piros	Rendelési kód sárga	Lyuk (mm)	Férőhely	Méret
29 710 3564	29 710 4564	29 710 1564	29 710 6564	13	90	105x246x64
29 710 3565	29 710 4565	29 710 1565	29 710 6565	16	60	105x246x72
29 710 3566	29 710 4566	29 710 1566	29 710 6566	20	40	105x246x72
29 710 3567	29 710 4567	29 710 1567	29 710 6567	25	40	125x295x85
29 710 3568	29 710 4568	29 710 1568	29 710 6568	30	24	112x300x85
29 710 3563	29 710 4563	29 710 1563	29 710 6563	mikro*	100	109,5x263x45

\* mikro: Eppendorf cső 1.5 ml

**Unwire™ kémcsőtartó, NALGENE®**

Autoklávozható állvány, amely RESMER gyártási technológiával készül.

Rendelési kód	Férőhely	Szín	Méret (mm)	Kémcső méret Ø (mm)
24 875 9811	6 x 6	fehér	102 x 102 x 56	13
24 875 9821	6 x 6	fehér	126 x 126 x 68	16
24 875 9831	4 x 5	fehér	128 x 103 x 83	20
24 875 9851	4 x 4	fehér	122 x 122 x 75	25
24 875 9841	3 x 3	fehér	109 x 109 x 84	30

**Teszt cső tartó, kék, autoklávozható, 120 C°-ig hőálló**

PP

Rendelési kód	Férőhely	Átmérő (mm)
24 625 0740	12	18
24 625 0750	24	18

