

KÉMCSŐÁLLVÁNYOK

Top Rack reakciócső tartó

különböző neon színekben, 80 férőhelyes 1,5 vagy 2,0 ml-es reakciócsövekhez
hőmérsékleti tartomány: -80 ... +121°C, autoklávozható, méret: 225 x 65 x 28 mm

PP

Rendelési kód	Leírás
29 012 2560	sárga
29 012 2561	narancs
29 012 2562	rózsaszín
29 012 2563	lila
29 012 2564	kék
29 012 2565	zöld
29 012 2566	áttetsző
29 012 2567	tartóállvány 10 db Top Rack tárolására



Centrifugacső tartó, autoklávozható, (121°C 20 perc)

- Ergonómikus kialakítás a könnyen kezelhetőségért
- DNase, RNase, Pryogen mentes
- Kiválóan vegyszerálló
- -20 és +121°C között hőálló
- 121°C - on autoklávozható max. 20 percig

PP

Rendelési kód	Szín	Centrifugacső térfogata (ml)	Férőhely
29 371 2201	kék	15 ml	2 x 10
29 371 2202	sárga	15 ml	2 x 10
29 371 2203	kék	50 ml	2 x 6
29 371 2204	sárga	50 ml	2 x 6



Gyűrűs nehezék lombikokhoz, neoLab®

Műanyag bevonatú ólom gyűrűs nehezék lombikok vízfürdőben történő stabilizálásához a felborulás megakadályozásához.

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Alkalmazás	Súly (g)
31 016 1010	20	5-10 ml henger	165
31 016 1011	48	125-500 ml lombikok	237
31 016 1012	56	250-1000 ml lombikok	454
31 016 1013	61	500-1000 ml lombikok	681
31 016 1014	74	1000-4000 ml lombikok	908



Gömbloblik tartó, univerzális

PP

Rendelési kód	Átmérő (mm)
24 710 0271	160



Gömbloblik tartó, parafa

Rendelési kód	Külső (mm)	Belső (mm)	Magasság (mm)	Lombik méret (ml)
24 002 0080	80	30	30	100
24 002 0110	110	60	30	250...
24 002 0140	140	90	30	1000...
24 002 0170	170	120	30	2000...

