

## GUMI KÓNUSZ, TÖMÍTŐ MANDZSETTA, MŰANYAG -, TEFLON DUGÓK, KENŐLAPKA



**Gumi kónusz, GUKO** szűréshez, természetes kaucsukból, szürke

Rendelési kód	Típus	Alsó (mm)	Magasság (mm)	Vastagság (mm)
24 342 0011	1	12	21	2,5
24 342 0021	2	17	27	3
24 342 0031	3	21	33	3
24 342 0041	4	27,5	41	4
24 342 0051	5	33	53	5
24 342 0061	6	48	68	5,5
24 342 0071	7	58	78	6
24 342 0081	8	66	89	6,5
24 342 0181	sorozat 8 db, típus: 1-8			



**Tömítő mandzsetta** NS csiszolatok illesztéséhez

**PTFE**

Folyadék és lég tömör tömitést biztosít -200...+260 C°- on

Rendelési kód	Típus
24 174 6001	7/16
24 174 6002	10/19
24 174 6003	12/21
24 174 6004	14/23
24 174 6005	19/26
24 174 6006	24/29
24 174 6007	29/32
24 174 6008	34/35



**Műanyag és teflon dugók**, NS csiszolatokhoz

**PE/PTFE**

hőmérséklet tartomány: PE max.125°C, PTFE -200...+260 C°

PTFE dugók rendelési egysége: 3 db/csomag

Rendelési kód PE	Rendelési kód PTFE	NS méret
24 003 9105	-	7/16
24 003 9110	24 172 0003	10/19
24 003 9112	24 172 0004	12/21
24 003 9114	24 172 0005	14/23
24 003 9119	24 172 0006	19/26
24 003 9124	24 172 0007	24/29
24 003 9129	24 172 0008	29/32
24 003 9134	24 172 0009	34/35
24 003 9145	24 172 0010	45/40



### Kenőlapka

Rendelési kód	Forma	Szín
24 342 5001	bot	szürke
24 342 5002	bot	piros
24 342 5011	lapát	szürke
24 342 5012	lapát	piros
24 342 5013	lapát	áttetsző

