

GUMIDUGÓ, GUMICSŐ

Gumidugó

Rendelési kód; kaucsuk	Rendelési kód; szilikon	Alsó (mm)	Felső (mm)	Magasság (mm)
24 341 0101	24 341 4101	3,5	6,5	15
24 341 0102	24 341 4102	5	9	20
24 341 0103	24 341 4103	8	12	20
24 341 0104	24 341 4104	10,5	14,5	20
24 341 0106	24 341 4106	12,5	16,5	20
24 341 0108	24 341 4108	14	18	20
24 341 0111	24 341 4111	17	22	25
24 341 0114	24 341 4114	18	24	30
24 341 0117	24 341 4117	21	27	30
24 341 0120	24 341 4120	23	29	30
24 341 0123	24 341 4123	26	32	30
24 341 0126	24 341 4126	29	35	30
24 341 0129	24 341 4129	31	38	35
24 341 0132	24 341 4132	36	44	40
24 341 0133	24 341 4133	41	49	40
24 341 0134	24 341 4134	47	55	40
24 341 0135	24 341 4135	50,5	59,5	45
24 341 0136	24 341 4136	56	65	45
24 341 0137	24 341 4137	60	70	50
24 341 0138	24 341 4138	64,5	75,5	55
24 341 0139	24 341 4139	71	83	60
24 341 0140	24 341 4140	79	92	65



Gumicső, természetes kaucsuk (NR), piros, általános használatra

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 343 0204	2	4	1
27 343 0305	3	5	1
27 343 0406	4	6	1
27 343 0408	4	8	2
27 343 0508	5	8	1,5
27 343 0509	5	9	2
27 343 0609	6	9	2
27 343 0610	6	10	2
27 343 0711	7	11	2
27 343 0812	8	12	2
27 343 1014	10	14	2
27 343 1217	12	17	2,5
27 343 1420	14	20	3
27 343 1622	16	22	3
27 343 1824	18	24	3

Gumicső, természetes kaucsuk (NR), piros, vákuumhoz

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 344 0309	3	9	3
27 344 0412	4	12	4
27 344 0515	5	15	5
27 344 0616	6	16	5
27 344 0717	7	17	5
27 344 0818	8	18	5
27 344 1020	10	20	5
27 344 1222	12	22	5
27 344 1531	15	31	8

