


Szilikon gumicső, keménység: 55 Shore, (hőmérséklet: -60 °C...+200 °C)

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 346 0003	1	1,8	0,4
27 346 0011	2	4	1
27 346 0015	3	5	1
27 346 0019	4	6	1
27 346 0021	4	8	2
27 346 0025	5	9	2
27 346 0028	6	10	2
27 346 0030	7	11	2
27 346 0032	8	12	2
27 346 0036	9	13	2
27 346 0038	10	14	2
27 346 0042	12	16	2
27 346 0045	14	20	3
27 346 0047	16	21	2,5
27 346 0048	18	24	3

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.



Szilikon gumicső, vákuumhoz, keménység: 55 Shore, (hőmérséklet: -60...+200°C)

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 347 0309	3	9	3
27 347 0412	4	12	4
27 347 0515	5	15	5
27 347 0612	6	12	3
27 347 0717	7	17	5
27 347 0818	8	18	5
27 347 1020	10	20	5
27 347 1222	12	22	5

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

PVC cső, áttetsző, max: +60 °C-ig

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 003 3118	1	1,8	0,4
27 003 3203	2	3	0,5
27 343 3204	2	4	1
27 003 3304	3	4	0,5
27 003 3406	4	6	1
27 003 3508	5	8	1,5
27 003 3610	6	10	2
27 003 3711	7	11	2
27 003 3812	8	12	2
27 003 3913	9	13	2
27 003 4014	10	14	2
27 003 5216	12	16	2
27 343 5519	15	19	2
27 003 5620	16	20	2
27 003 5824	18	24	3

Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.

