


TEFLONCSŐ, CSŐVÁGÓK, CSŐMÉRET MEGHATÁROZÓ



Teflon cső, (PTFE) fehér, hőmérséklet: -200 ... +260 °C-ig

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 173 0030	0,3	1,5	0,6
27 173 0004	0,5	1	0,25
27 173 0005	0,8	1,3	0,25
27 173 0032	1	1,5	0,25
27 173 0006	1	2	0,5
27 173 0007	1	3	1
27 173 0033	1,2	1,8	0,3
27 173 0008	1,5	2,1	0,3
27 173 0036	1,5	3	0,75
27 173 0011	2	3	0,5
27 173 0012	2	4	1
27 173 0038	2,7	3,2	0,25
27 173 0039	3	4	0,5
27 173 0014	3	5	1
27 173 0015	4	5	0,5
27 173 0016	4	6	1
27 173 0017	5	6	0,5
27 173 0018	5	7	1
27 173 0019	6	7	0,5
27 173 0020	6	8	1
27 173 0042	7	8,5	0,75
27 173 0023	8	10	1
27 173 0021	9	11	1
27 173 0026	10	12	1
27 173 0027	12	14	1

Minimum rendelés a 27 173 0039-es kódszámig 5 méter, a többenél 10 méter.
Eltérő átmérőjű, falvastagságú és más típusú csövek külön rendelésre.



Csővágók

Rendelési kód	Leírás
31 058 8841	max. 13 mm külső átmérőjű csövekhez
33 701 0000	csővágó fogó max. 25 mm átmérőjű csövekhez, cserélhető kés
33 701 0010	1 csomag kés (10 darab) a fenti csővágó fogóhoz



Csőméret meghatározó

Rendelési kód	Felhasználás
27 310 0010	1,5...16 mm-es külső, belső méretekhez