

GÁZCSŐ, CSŐSZORÍTÓK, ÁRAMLÁJELZŐK, CSAPOK

Gumi gázcső, biztonsági kivitel DIN 30664 szerint, mindhárom gázfajtára, piros színű

Rendelési kód	Belső átmérő (mm)	Külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)
27 348 5010	10	14	2

“KECK” csőszorító, folyamatosan szabályozható átfolyás

Rendelési kód	Típus	Szín	Max. cső átmérő (mm)
31 001 0045	KT 4,5	piros	4,5
31 001 0060	KT 6	sárga	6
31 001 0100	KT 10	kék	10
31 001 0140	KT 14	piros	14

Csőszorító bilincs, DIN 3017 szerint

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)
31 002 4001	8 - 16	9
31 002 4002	12 - 22	9
31 002 4003	16 - 27	9
31 002 4004	20 - 32	9
31 002 4005	25 - 40	9
31 002 4006	32 - 50	9

Stop-it, csőszorító, BÜRKLE - LaboPlast® az átfolyási sebesség finom léptékű szabályozása mikro-állítócsavar segítségével, max. hőmérséklet 100°C

Rendelési kód piros	Rendelési kód kék	Rendelési kód zöld	Rendelési kód sárga	Max.cső átmérő (mm)
10 045 9102	10 045 9105	10 045 9106	10 045 9104	10
10 045 9152	10 045 9155	10 045 9156	10 045 9154	15
10 045 9202	10 045 9205	10 045 9206	10 045 9204	20

Quetsch-Fix csőszorító, egykezes kezelhetőség, lépcsőzött szorító fül

Rendelési kód	Max. cső átmérő (mm)	Szorító hossz (mm)
31 058 6181	1 - 5	25
31 058 6182	3 - 10	40
31 058 6183	6 - 15	55

Áramlásjelző, gázhoz, folyadékhoz

SAN

Rendelési kód	Típus	Méret (mm)	Olíva átmérő (mm)
27 052 6002	LiquiMobil, kék	90 x 15 x 40	6-11
27 052 6001	LiquiMobil, piros	90 x 15 x 40	6-11
27 052 6003	LiquiMobil, fekete	90 x 15 x 40	6-11

2 vagy 3 irányú csap, olívás csatlakozással

PE/PP

Rendelési kód 2 irányú	Rendelési kód 3 irányú	Olíva méret (mm)
27 052 4001	27 052 3101	5-7
27 052 4002	27 052 3102	7-9
27 052 4003	27 052 3103	9-11

Csap, olívás csatlakozással, nem nyomásálló

PP

Rendelési kód	Olíva méret (mm)
27 853 0109	9 (3/8")
27 853 0112	12 (1/2")

