


OLIVÁK, CSŐCSATLAKOZÓK, EGYIRÁNYÚ SZELEP



Oliva, univerzális

PP

Rendelési kód	Oliva méret (mm)
27 055 2400	5-15

Oliva

PP

Rendelési kód fix	Rendelési kód gyorsan oldható	Oliva méret (mm)
27 710 0510	27 710 0434	4/5/6
27 710 0511	27 710 0435	6/7/8
27 710 0512	27 710 0436	8/9/10
27 710 0513	27 710 0535	10/11/12
27 710 0514	27 710 0536	12/13/14
27 710 0515	27 710 0537	14/15/16

Kétféle méretű oliva

PP

Rendelési kód	Oliva méret (mm)
27 710 0877	4/6/8 - 10/12
27 710 0878	4/6/8 - 12/14/16
27 710 0879	8/10/12 - 14/16

Könyökcsatlakozó, olivás

PP

Rendelési kód	Oliva kúposág (mm)	Oliva méret (mm)
27 710 1250	3,5/4,0	4
27 710 1251	5,2/5,7	6
27 710 1252	6,9/7,8	8
27 710 1253	8,7/9,9	10
27 710 1254	10,7/11,8	12
27 710 1255	12,6/13,7	14
27 710 1256	14,6/15,6	16

Elágazó olivás csőcsatlakozók, T, Y, + forma

PP

Rendelési kód T forma	Rendelési kód Y forma	Rendelési kód + forma	Oliva méret (mm)
27 710 0459	27 710 0464	27 710 1410	4
27 710 0460	27 710 0465	27 710 1411	6
27 710 0461	27 710 0466	27 710 1412	8
27 710 0462	27 710 0467	27 710 1413	10
27 710 0463	27 710 0468	27 710 1414	12
27 710 0520	27 710 0525	27 710 1415	14
27 710 0521	27 710 0526	27 710 1416	16

Egyirányú szelep (visszacsapó szelep) olivás csatlakozással

PP

Rendelési kód	Oliva méret (mm)
27 055 1406	6/7/8
27 710 0418	8/9/10
27 710 0419	12/13/15