

AUTOKLÁV TASAKOK, CLEANIBAG

RATIOLAB®

Piros Biohazard autokláv tasak indikátor mezővel **PP**
134°C-on 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági felirattal.

Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 3200	300 x 500	6	50	500
23 700 3210	400 x 780	22	50	500
23 700 3220	600 x 800	32	50	500
23 700 3230	700 x 1100	72	50	350



Sárga Biohazard autokláv tasak indikátor mezővel **PP**
121°C-on 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági felirattal.

Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 3100	300 x 500	6	50	500
23 700 3110	400 x 780	22	50	500
23 700 3120	600 x 800	32	50	500
23 700 3130	700 x 1100	72	50	350



Állványok

Rendelési kód	Leírás	Rendelési egység (db)
23 700 1400	asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez	1
23 700 1401	100db standard 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal	1
23 700 1405	100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal	1
23 700 1430	asztali állvány a 300 x 500 mm-es mérethez	1
23 700 1415	100db standard 300 x 500mm-es tasak 1db állvánnyal	1
23 700 1420	100db 300 x 500mm-es tasak 1db állvánnyal	1
23 700 1410	100db piros 210 x 290mm-es tasak 1db állvánnyal	1



Cleanibag **PE**
Bármely sima felületre felragasztható mintatartó tasak, gyógyszeripari, orvosi, élelmiszeripari stb. mintákhoz. A ragasztó maradéktalanul eltávolítható.

Rendelési kód	Méret (mm)	Rendelési egység (db)
24 700 0250	200 x 300	1000
24 700 0260	300 x 300	1000
24 700 0270	300 x 450	1000

