

## PARAFILM, PIPETTA MOSÓ RENDSZER

**PARAFILM® M univerzális lezáró fólia,**

egyszerű használat, kiváló zárásiképeség, 48 órán át ellenáll poláros vegyi anyagoknak, pl. só oldatoknak, szerves savaknak és lúgoknak

Rendelési kód	Hossz (m)	Szélesség (mm)
28 497 1605	38	100
28 497 1606	75	100
28 497 1501	15	500
28 497 1511	75	50
28 497 1650	PARAFILM® M adagoló és vágó, 50...100 mm-es fóliához	

**Parafilm tartó-adagoló,** ABS műanyagból készült, különböző színekben, 50 és 100mm szélességű fóliákhoz, a beépített kés oda-vissza irányban tud vágni.

Rendelési kód	Leírás, szín
28 810 5802	kék színű parafilm adagoló; méret:120x140x140m
28 810 5803	lila színű parafilm adagoló; méret:120x140x140m
28 810 5804	rubin színű parafilm adagoló; méret:120x140x140m
28 810 5805	tartalék kés a fenti adagolókhöz

**Pipetta tartó henger,** mosáshoz, áztatáshoz (bal oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Térfogat (lit)	Belső Ø (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0221	460	10	150	240	503
24 710 0218	600	12,5	150	240	650

**Pipetta kosár** (jobb oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Magasság fogóval (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0222	460	645	145	497
24 710 0219	600	870	145	648

**Pipetta mosó,** átfolyósos (bal oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Térfogat (lit)	Belső Ø (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0217	460	13	150	315	734
24 710 0215	600	17	150	315	990

**Pipetta tartó henger,** pormentes tároláshoz, 400 mm pipetta hosszúságig

PP

Rendelési kód	Magasság (mm)	Átmérő lábazat/belső (mm)
24 710 0592	426	130/83

