

PIPETTÁZÓ FELTÉTEK, PE TASAKOK

Pipettor - PI-PUMP 2500, kiváló kémiai ellenálló képesség savakkal szemben

| Rendelési kód | Méret | Térfogat (ml) | Szín |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 27 071 0002 | 0 | 0,2 | sárga |
| 27 710 5050 | 2 | 2 | kék |
| 27 710 5051 | 10 | 10 | zöld |
| 27 710 5052 | 20 | 25 | piros |

macro pipettázó feltét

Kényelmes kezelés, erő kifejtés nélkül, beépített membrán szűrő, autoklávozható.

Brand

| Rendelési kód | Térfogat (ml) | Szín |
|---------------|-----------------------|------------|
| 27 492 6100 | 0,1...100 | semleges |
| 27 492 6152 | 0,1...100 | kék |
| 27 492 6154 | 0,1...100 | bíborvörös |
| 27 492 6151 | 0,1...100 | zöld |
| 27 492 6052 | membránszűrő, 3 mm-es | |

levo pipettázó feltét

Kényelmes, egyszerű használat, masszív felépítés könnyű súly.

Beépített 3- μ m-es membrán szűrő, autoklávozható szilikon pipetta tartó betét.

DragonLab

| Rendelési kód | Térfogat (ml) | Szín |
|---------------|-----------------------|-------|
| 27 120 7401 | 0,1...100 | kék |
| 27 120 7402 | 0,1...100 | piros |
| 27 120 7403 | 0,1...100 | zöld |
| 27 120 7404 | 0,1...100 | sárga |
| 27 120 7405 | 0,1...100 | pink |
| 27 120 7411 | membránszűrő, 3 mm-es | |

Pipettázó feltét - levo plus

Ergonómikus, kézbeillő forma, könnyű súly és a jó súlyelosztás lehetővé teszi - még a hosszú sorozatok esetében is - a fáradtságmentes munkavégzést. A működtető gombok különösen könnyen és kis erő kifejtéssel kezelhetők. Motoros felszívás 8 fokozatú szabályozható felszívási sebességgel ill. motor nélküli (gravitációs) leeresztés. LCD kijelzés a felszívási fokozat és az akkumulátor töltöttségi szintjéhez. Autoklávozható pipetta adapter, akkumulátoros táplálás, amely akár nyolc órányi folyamatos munkavégzést is lehetővé tesz.

Komplett, tartozékokkal: akku töltő, szűrőbetét.

DLab

| Rendelési kód | Leírás |
|---------------|--|
| 27 120 7421 | Levo plus motoros pipetta felszívó, 0,1-100 ml pipettákhoz |
| 27 120 7423 | 0,45 μ m szűrőbetét (3 db/csom) |

Polietilén tasak, simítózáras

| Rendelési kód | Méret (mm) | Rendelési egység (db/csomag) |
|---------------|------------|------------------------------|
| 28 001 7120 | 40 x 60 | 100 |
| 28 001 7121 | 60 x 80 | 100 |
| 28 001 7122 | 80 x 120 | 100 |
| 28 001 7127 | 100 x 150 | 100 |
| 28 001 7128 | 120 x 180 | 100 |
| 28 001 7129 | 150 x 200 | 100 |
| 28 001 7132 | 160 x 230 | 100 |
| 28 001 7130 | 170 x 250 | 100 |
| 28 001 7131 | 200 x 300 | 100 |
| 28 001 7133 | 300 x 400 | 100 |

