

## AUTOKLÁV TASAKOK

RATIOLAB®

**Megsemmisítő tasak,**

PP

Autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál! A 200 x 300 mm-es mérethez rendelhető praktikus asztali állvány, melynek lábai csúszásgátló bevonattal rendelkeznek.

Rendelési kód	Méret (mm)	Autoklávozható	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 1000	200 x 300	134°C	1,5	50	100
23 700 1005	200 x 300	121°C	1,5	50	100
23 700 1400	asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez				1
23 700 1405	100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal				1

**Megsemmisítő tasak, standard**

PP

134°C-on, 20 percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 1100	300 x 500	6	50 µm	500
23 700 1150	400 x 780	22	50 µm	500
23 700 1200	600 x 800	32	50 µm	500
23 700 1210	600 x 800	32	50 µm	100
23 700 1212	600 x 800	32	100 µm	125
23 700 1300	700 x 1100	72	50 µm	350
23 700 1310	700 x 1100	72	50 µm	75
23 700 1311	700 x 1100	72	100 µm	75

**Piros Biohazard autokláv tasak** indikátor mezővel

PE

121°C-on, 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági felirattal.

Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 2110	210 x 290	1,5	20	100

**Biohazard autokláv tasak**

PP

134°C-on, 20percig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez, Biohazard és többnyelvű biztonsági felirattal. Csak lazán lezárni autoklávozásnál!

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 2100	300 x 500	6	50	500
23 700 2150	400 x 780	22	50	500
23 700 2200	600 x 800	32	50	500
23 700 2300	700 x 1100	72	50	350