

FALI EDÉNYSZÁRÍTÓK, PIPETTA MOSÓ RENDSZER




Fali edényszárító, Kartell

PS

alul folyadékgyűjtővel, elfolyóval, szürke

Rendelési kód	Szárítótüske (db)	Méret (mm)
24 710 0213	72	450 x 63 x 110
24 710 1213	vékony szárítótüske (Ø6 x 95 mm) kémcsőhöz 11 db/csomag	



Fali edényszárító, BÜRKLELaboPlast®

PVC

alul folyadékgyűjtővel, elfolyó csővel

Rendelési kód	Tábla méret (mm)	Szárítótüske (db)	Ø 6x60 (mm)	Ø 10x100 (mm)	Ø 12x150 (mm)
24 056 4040	400 x 400	33	5	26	2
24 056 4050	500 x 500	53	10	39	4
24 056 4060	600 x 600	77	15	56	6

Pót szárítótüske

Rendelési kód	Szárítótüske mérete (mm)
24 056 4260	Ø 6 x 60
24 056 4240	Ø 10 x 100
24 056 4250	Ø 12 x 150



Szárítótábla, műanyaggal bevont drótból kialakítva, asztalra helyezhető vagy falra akasztható

Rendelési kód	Férőhely	Méret
39 639 4801	60 kis edény + 5 nagy edény	mag:610xszé:420xmé:160mm
39 639 4811	24 kis edény + 20 nagy edény	mag:610xszé:420xmé:160mm
39 639 4841	12 kis edény + 11 nagy edény	mag:380xszé:420xmé:160mm

Pipetta tartó henger, mosáshoz, áztatáshoz (bal oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Térfogat (lit)	Belső Ø (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0221	460	10	150	240	503
24 710 0218	600	12,5	150	240	650

Pipetta kosár (jobb oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Magasság fogóval (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0222	460	645	145	497
24 710 0219	600	870	145	648

Pipetta mosó, átfolyósos (bal oldali kép)

PE-HD

Rendelési kód	Pipetta hossz (mm)	Térfogat (lit)	Belső Ø (mm)	Talp Ø (mm)	Magasság (mm)
24 710 0217	460	13	150	315	734
24 710 0215	600	17	150	315	990

Pipetta tartó henger, pormentes tároláshoz, 400 mm pipetta hosszúságig
fedő anyaga: PE-HD, (jobb oldali kép)

PP

Rendelési kód	Magasság (mm)	Átmérő lábazat/belső (mm)
24 710 0592	426	130/83

