

JELZŐ SZALAGOK, PARAFILM ÉS ADAGOLÓ


Jelző ragasztó szalag, veszélyes anyagok jelzésére, felirattal, neoLab®

Rendelési kód	Leírás	Méret
28 012 7010	BIOHAZARD jelzéssel	hossz: 66m, szélesség: 25mm
28 012 7011	TOXIC jelzéssel	hossz: 66m, szélesség: 25mm
28 011 7500	RADIOAKTIVITÁT jelzéssel	hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 011 7501	tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz	



Jelző ragasztó szalag, feliratozható, hőmérséklet: -70 ... +95°C, neoLab®

Rendelési kód	Leírás Szín
28 011 7260	szalag: hossz: 55m, szélesség: 20mm
28 011 7261	tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz



Jelző ragasztó szalag, színes acril szalag, kiváló tapadással, neoLab®

Rendelési kód	Szín	Méret
28 012 3250	sárga	szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 012 3251	zöld	szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 012 3252	kék	szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 012 3253	piros	szalag: hossz: 66m, szélesség: 19mm
28 011 7501	tartó (lehúzó) a fenti szalagokhoz	



Indikátor szalag, öntapadó

Rendelési kód	Típus	Jelzési akció	Méret (m/mm)
28 710 1052	Stericlav	120 C° - 30 min / 135 C° - 7 min	50/19
28 710 1051	Forró lég	160 C° - 60 min / 180 C° - 30 min	50/19

PARAFILM® M univerzális lezáró fólia,

egyszerű használat, kiváló zárásiképeség, 48 órán át ellenáll poláros vegyi anyagoknak, pl. só oldatoknak, szervetlen savaknak és lúgoknak

Rendelési kód	Hossz (m)	Szélesség (mm)
28 497 1605	38	100
28 497 1606	75	100
28 497 1501	15	500
28 497 1511	75	50
28 497 1650	PARAFILM® M adagoló és vágó, 50...100 mm-es fóliához	



Szemmosó pohár

Rendelési kód	Leírás
29 009 0101	üveg



Teflon szalag, max. 260°C-ig


PTFE

Rendelési kód	Hossz (mm)	Szélesség (mm)
29 853 1097	12	12



Egyszer használatos fapálca és fa spatula, neoLab®

Rendelési kód	Hossz (mm)	Rendelési egység (db)
29 012 1021	fapálca végén vattával, 150 mm hosszú	100
29 012 1020	fa spatula, méret: 150 x 20 mm	100



Adagoló kanál, lapos aljú és tetejű, fehér térfogatjelzéssel

PP

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Hossz (mm)
10 853 4391	2	60
10 853 4392	5	82
10 853 4393	10	100
10 853 4394	25	135
10 853 4395	50	160
10 853 4396	100	200
10 853 4397	250	260
10 853 4398	500	315
10 853 4399	1000	385

