


PETRICSÉSZE, OLTÓKACS, SZEROLÓGIAI ÉS MŰANYAG PIPETTÁK



Petricésze

PS


| Rendelési kód | Átmérő x Magasság (mm) | Leírás | Csomagolás (db) |
|---------------|------------------------|------------|-----------------|
| 29 905 0006 | 60 x 14 | higiénikus | 500 |
| 29 905 0106 | 60 x 14 | steril | 500 |
| 29 905 0005 | 65 x 14 | higiénikus | 500 |
| 29 905 0105 | 65 x 14 | steril | 500 |
| 29 905 0000 | 90 x 15 | higiénikus | 500 |
| 29 905 0100 | 90 x 15 | steril | 500 |
| 29 905 0004 | 147 x 18 | higiénikus | 220 |
| 29 905 0104 | 147 x 18 | steril | 220 |



Oltókacs/tű, egyszer használatos, gammasterilizált

PS

| Rendelési kód | Loop térfogat (µl) | Szín | Rendelési egység (db) |
|---------------|--------------------|-------|-----------------------|
| 29 495 2201 | 1 | fehér | 50 x 20 |
| 29 495 2210 | 10 | kék | 50 x 20 |



Szerológiai pipetta

PS

pirogén-mentes, egyenként csomagolt sterilizált, pozitív és negatív fekete beosztás, színkódolt pamut dugó a könnyű azonosítás érdekében


| Rendelési kód | Kép | Térfogat (ml) | Beosztás (ml) | Hossz (mm) | Rendelési egység (db) |
|---------------|-----|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 29 310 1011 | 1 | 1 | 0,01 | 279,40 | 1000 |
| 29 310 2011 | 2 | 2 | 0,01 | 282,58 | 1000 |
| 29 310 5011 | 3 | 5 | 0,1 | 348,15 | 200 |
| 29 311 0011 | 4 | 10 | 0,1 | 346,81 | 200 |
| 29 312 5011 | 5 | 25 | 0,25 | 310,90 | 200 |
| 29 315 0011 | 6 | 50 | 1,0 | 368,17 | 100 |

Mérő pipetta, (osztott pipetta), B jelű

PP

színes festett beosztás, ajánlott tisztítási hőmérséklet: 60°C

| Rendelési kód | Térfogat (ml) | Beosztás (ml) | Tolerancia (±ml) | Hossz (mm) |
|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 29 492 7607 | 1 | 0,1 | 0,020 | 300 |
| 29 492 7610 | 2 | 0,1 | 0,020 | 300 |
| 29 492 7612 | 5 | 0,1 | 0,05 | 330 |
| 29 492 7614 | 10 | 0,1 | 0,10 | 330 |



Hasas pipetta, egyjelű, B jelű

PP

kéken festett körjelzés, ajánlott tisztítási hőmérséklet: 60°C

| Rendelési kód | Térfogat (ml) | Tolerancia (±ml) | Hossz (mm) |
|---------------|---------------|------------------|------------|
| 29 493 0002 | 1 | 0,020 | 300 |
| 29 493 0003 | 2 | 0,020 | 300 |
| 29 493 0007 | 5 | 0,030 | 300 |
| 29 493 0012 | 10 | 0,04 | 440 |
| 29 493 0015 | 25 | 0,05 | 450 |
| 29 493 0018 | 50 | 0,10 | 460 |