

MINTATARTÓ POHÁR, MIKROTRÁLÓ-, TENYÉSZTŐ PLATE

Mintatartó pohár csavaros kupakkal

PP

Kémiaailag jó ellenálló polipropilénből, autoklávozható 121°C-on. Minta előkészítéshez vagy tároláshoz. A 60 és a 120 ml-es méretek beosztással és feliratozó felülettel rendelkeznek.

Rendelési kód	Méret (ml)	Steril	Rendelési egység (db)
24 592 1173	30	-	1000
24 592 1174	30	steril	1000
24 592 1175	60	-	600
24 592 1176	60	steril	500
24 592 1182	120	-	500
24 592 1183	120	steril	250
24 592 1185	200	-	200
24 592 1184	200	steril	150



Mikrotráló plate, 96 lyukkal, alphanumerikus jelöléssel

PS

térfogat: ~300µl, tető külön, SBS szabványnak megfelel, a steril változat egyenként csomagolva

Rendelési kód	Lyuk forma	steril	Rendelési egység (db)
29 601 8111	U alak	-	100
29 601 8113	U alak	steril	100
29 601 8211	F alak	-	100
29 601 8213	F alak	steril	100
29 601 8311	V alak	-	100
29 601 8313	V alak	steril	100
29 601 8402	tető a plate-hez	-	100
29 601 8401	tető a plate-hez	steril	100

Polypropylene mikrotráló plate és tető igény szerint rendelhető.




Lumineszenz plate, 96 lyukkal, alphanumerikus jelöléssel

PP

térfogat: ~300µl, SBS szabványnak megfelel

Rendelési kód	Lyuk forma	Szín	Rendelési egység (db)
29 601 8710	U alak	fekete	100



PCR RACKS, MICRO-TUBES-SYSTEM

96-Well PCR-Racks

0,2 és 0,5 ml-es PCR csövek és stripek munkahelye, 8 x 12 férőhelyes, 5 különféle színben kapható, áttetsző tető két méretben elérhető

Rendelési kód	Leírás	Rendelési egység (db)
29 611 4100	fehér	10
29 611 4101	sárga	10
29 611 4102	kék	10
29 611 4103	zöld	10
29 611 4104	piros	10
29 611 4110	tető, 14 mm magas,PP	10
29 611 4111	tető, 28 mm magas,SAN	10

RATIOLAB

