

## PASTEUR PIPETTA

Pasteur pipetta, polietilén

LD-PE

Könnyű és biztonságos folyadékkezelés. Egyszer használatos pasteur pipetták, tisztítás nem szükséges. Üvegtörés veszélye nem merül fel, így nincs kockázat. Lágy, rugalmas szívó labda. Precíz, sorjamentes kivitel, tiszta munkavégzés. Dombornyomott osztással ellátott kivitel is, a könnyebb leolvashatóság érdekében. BSE-mentes. Tökéletesen alkalmas élelmiszer-elemzéshez. Használható közepes hőmérsékleten, 70 ° C-ig.




Rendelési kód	Térfogat (ml)	Kép	Osztás	Hossz. mm	Steril	Rendelési egység (db)
29 260 0260	0,1	1	-	84	-	1.000
29 260 0145	0,2	2	-	130	-	500
29 260 0125	0,5	3	•	87	-	1.000
29 260 0155	1,0 Kapilláris	4	-	104	-	400
29 260 0171	1,0	5	•	150	-	500
29 265 5171	1,0	5	•	150	•	500 x 1
29 265 6171	1,0	5	•	150	•	50 x 10
29 260 0119	1,0	6	•	138	-	500
29 260 0181	1,0 Kapilláris	7	•	144	-	500
29 265 5181	1,0 Kapilláris	7	•	144	•	500 x 1
29 260 0160	1,2	8	-	63	-	500
29 260 0220	1,3	9	-	140	-	500
29 260 0120	1,5	10	•	230	-	400
29 265 5120	1,5	10	•	230	•	250 x 1

## PASTEUR PIPETTA

Pasteur pipetta, polietilén

LD-PE



Rendelési kód	Térfogat (ml)	Kép	Osztás	Hossz. mm	Steril	Rendelési egység (db)
29 260 0135	2,0	11	•	153	-	500
29 265 5135	2,0	11	•	153	•	500 x 1
29 265 6135	2,0	11	•	153	•	50 x 10
29 260 0131	2,5	12	•	150	-	500
29 265 5131	2,5	12	•	150	•	500
29 260 0111	3,0 Makro	13	•	155	-	500
29 265 5111	3,0 Makro	13	•	155	•	500 x 1
29 265 6111	3,0 Makro	13	•	155	•	50 x 10
29 260 0151	3,0 Mikro	14	-	152	-	500
29 265 5151	3,0 Mikro	14	-	152	•	500 x 1
29 260 0165	4,0	15	-	87	-	500
29 260 0216	4,0	16	-	150	-	500
29 260 0206	6,0 Makro	17	-	149	-	400
29 265 5206	6,0 Makro	17	-	149	•	400 x 1
29 260 0190	10,0	18	-	170	-	200
29 260 0195	10,0	19	-	300	-	100