



DEEP WELL BLOCKS, PCR CSÖVEK, PCR PLATES

RATIOLAB

**Deep Well Blocks**, 96 lyukkal

SBS szabványnak megfelel, 8 x 12 mély lyukú plate alphanumerikus jelöléssel, hőmérséklet min. -80°C, optimálisan lezárható, egymásra helyezhető, helytakarékos, autoklávozható 121°C-on, 20 percig

Rendelési kód	Lyuk forma	Térfogat (ml)	Rendelési egység (db)
29 602 0003	U alak	0,3	100
29 602 1003	V alak	0,3	100
29 810 1012	U alak	1,2	50
29 602 0121	U alak	1,2*	50
29 602 0221	U alak	2,2	50

*DNáz-, RNáz mentes

Lezáró gumi fedél Deep Well Blocks-hoz

kizárólag a 29 810 1012-es 1,2 ml-es DWB-hoz használható, autoklávozható 121°C-ig

Rendelési kód	Leírás	Rendelési egység (db)
29 810 1101	Lezáró gumi fedél	100

Lezáró gumi fedél 1,2 és 2,2 ml-es Deep Well Blocks-hoz

Rendelési kód	Leírás	Anyag	Rendelési egység (db)
29 820 0008	1,2 ml 8-Well-lezáró fedél	TPE	1000
29 820 0009	1,2 ml 96-Well lezáró fedél	TPE	100
29 820 0010	2,2 ml 96-Well lezáró fedél	EVA	50

PCR csövek

Domború vagy lapos tetővel, DNáz-, RNáz- és humán DNS-mentes

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Kupak tető	Rendelési egység (db)
29 861 0001	0,2	domború	1000
29 861 0006	0,2	lapos	1000
29 861 0007	0,5	lapos	1000

PCR Stripek

8 x 0,2 ml PCR cső domború vagy lapos tetővel, DNáz-, RNáz- és humán DNS-mentes

Rendelési kód	Leírás	Rendelési egység (db)
29 861 0039	8-as PCR cső strip, domború kupakszalaggal	125
29 861 0040	8-as PCR cső strip, lapos kupakszalaggal	125
29 861 0002	8-as PCR cső strip, kupak nélkül	125
29 861 0003	8-as domború kupakszalag	125
29 861 0015	8-as lapos kupakszalag	125

PCR Plate

3 PCR Plate típus a különböző PCR rendszerekhez, térfogat: 96 x 0,2 ml, DNáz-, RNáz- és humán DNS-mentes, alphanumerikus jelölés

Rendelési kód	Leírás	Rendelési egység (db)
29 861 0014	perem nélküli alacsony forma	100
29 861 0011	peremes magas forma	100

PP

TPE

PP

PP

PP