

GÁZTÖMÖR HORDÓPUMPA, PP HORDÓPUMPA

Gáztömör hordópumpák

Megakadályozzák a veszélyes, egészségre ártalmas vagy kellemetlen illatú gázoknak a légtérbe történő kilépését a folyadékok lefejtése közben. A képződő gáz azonnal visszavezetésre kerül az eredeti tartályba. Ezeknek a pumpáknak az alkalmazása során a lefejtéskor fellépő veszélyes gőzök kilépése teljes mértékben megakadályozható, ezzel a munkafolyamat biztonsága lényegesen növelhető.

Gáztömör PP hordópumpa

A folyadékkal érintkező részek PP vagy lágy PVC (cső). Fokozatmentesen kihúzható szívócső 40-67 cm-es hordó mélységig. Szállítási teljesítmény kb. 200 ml pumpálásenként. Kétféle adapter a csatlakozáshoz.

Rendelési kód	Leírás
29 052 6000	gáztömör PP hordópumpa, univerzális adapterrel 30-70 mm Ø
29 052 6010	gáztömör PP hordópumpa, két menetes adapterrel 3/4"

Gáztömör rozsdamentes acél hordópumpa

A folyadékkal érintkező részek rozsdamentes acél/PTFE anyagokból készülnek. 2" finom menetes hordócsatlakozó, flexibilis kifolyó cső elzárócsappal, kifolyó dugó 16-49 mm flakon nyílásokhoz. Aceton kiadagolására nem alkalmas! Figyelem! Gyúlékony, tűzveszélyes folyadékok leürítésénél a hordót és a pumpát le kell földelni! Használjuk az antisztatikai készletet.

Rendelési kód	Kifolyó cső típusa	Szállítási telj. (ml/pumpálás)	Teljes hossz (mm)	Bemerülés (mm)
29 056 1119	flexibilis	350	690	570
29 056 1109	flexibilis	560	1030	910

PP hordópumpa

Alkalmazása lehetővé teszi folyadékok gyors, költségtakarékos leürítését hordókból, ballonokból és tartályokból. A PP jó kémiai ellenálló képességének köszönhetően savak, lúgok és agresszív tisztítószeresek is átfejtethők velük.

Kétféle kifolyó csővel rendelhetők, melyek biztonságos kitöltést tesznek lehetővé. Egy mélyen elhelyezkedő fenék visszacsapó szelep biztosítja a folyadék maradványok alapos eltávolítását a hordóból. Bemerülő cső átmérője: 32 mm.

Rendelési kód Fix kifolyó	Rendelési kód Flexibilis cső	Szállítási telj. (ml/pumpálás)	Teljes hossz (mm)	Bemerülés (mm)
29 051 0501	29 052 0502	200	595	500
29 051 0651	29 052 0652	230	740	650
29 051 0801	29 052 0802	260	895	800
29 051 1001	29 052 1002	300	1090	1000
29 051 1251	29 052 1252	300	1340	1250
29 051 1501	29 052 1502	300	1590	1500

Tartozékok hordópumpákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
29 051 2111	1,2 m hosszú PVC cső csappal
29 051 2112	Fali tartó
29 056 1810	Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm
29 055 6901	Univerzális hordókulcs 3/4"-tól 2"-os méretig
29 051 2113	R2" finom menetes PP csatlakozó belső menetes hordóhoz
29 051 2115	2" Mauser durva menetes PP csatlakozó belső menet. hordóhoz
29 051 2116	Tri-Sure durva menetes PP csatlakozó belső menetes hordóhoz
29 051 2114	PVC hordódugó Ø 40-70 mm hordólyukba

BÜRKLE

