



Talp bunsen állványhoz, négyszögletes, M 10-es menettel

18/8 acél, DIN 12892			vas, zöldre festett		
Rendelési kód	Méret (mm)	Súly (kg)	Rendelési kód	Méret (mm)	Súly (kg)
31 050 5000	210 x 130	1,6	31 050 5031	210 x 130	1,3
31 050 5001	250 x 160	1,9	31 050 5032	250 x 160	2
31 050 5002	300 x 150	2,0	31 050 5033	300 x 150	2,2
31 050 5003	315 x 200	2,4	31 050 5034	315 x 200	3

Talp bunsen állványhoz, háromlábú, M 10-es menettel

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Súly (kg)
31 050 5251	290	2

Rúd, bunsen- és bürettaállványhoz,

Ø 12 mm, M10 menettel, 18/8-as acélból, vagy alumíniumból

Rendelési kód	Rendelési kód	Rúd hossz (mm)
18/8 acél	Alumínium	
31 050 5110	31 050 5130	500
31 050 5111	31 050 5131	600
31 050 5112	31 050 5132	750
31 050 5113	31 050 5133	1000
31 050 5115		1500

Kettősdíó, öntöttvas

Rendelési kód	Befogható maximális rúd átmérő (mm)
31 050 5360	16,5
31 050 5359	20
31 052 1001	12-13 x 12-13 (Inbusz kulccsal állítható)
31 052 1004	16 x 16 (Inbusz kulccsal állítható)
31 052 1005	Inbusz kulcs a fenti kettősdíókhoz

Kettősdíó, öntöttvas, nikkelezett, műanyag szorító csavarral

Rendelési kód	Befogható rúd átmérő
31 001 0106	4-18 mm, öntött vas, nikkelezett
31 001 0108	4-16 mm, cink öntvény, porfestett, nikkelezett acél csavar
31 001 0109	4-16 mm, öntött vas, nikkelezett, műanyag szorító
31 001 0111	4-16 mm, öntött vas, festett, műanyag szorító csavarral
31 001 0107	4-18 mm, erősített, masszív típus

Lombikfogó, nikkelezett

Rendelési kód	Leírás
31 001 0301	Max. 80 mm befogható méret, 3 karmos, műanyag bevonattal
31 001 0508	Max. 60 mm befogható méret, 2 pofás, műanyag bevonattal

Lombikfogó, kör alakú befogórészsel, nikkelezett, DIN 12894

Rendelési kód	Befogható maximális méret (mm)
31 050 5462	40
31 050 5463	60
31 050 5464	80
31 050 5480	100
31 050 5481	120
31 050 5482	150