

## LOMBIKFOGÓ, BÜRETTAFOGÓ -SZORÍTÓVAL, LABOREMELŐ

Lombikfogó, műanyag bevonatos befogórésszel, dió nélkül

Rendelési kód	Típus	Befogható méret (mm)	Rúd méret (mm)
18 043 0237	1	10-30	Ø 10 x 125
18 043 0239	1	20-50	Ø 10 x 125
18 043 0240	2	30-80	Ø 12 x 125
18 047 0074	3	0-80	Ø 12 x 150
31 052 7006	4	8-30	Ø 8 x 125
31 052 7002	4	15-65	Ø 12 x 140
31 052 7003	4	20-75	Ø 12 x 140
31 052 7004	4	22-70	Ø 12 x 140
31 001 1061	3	0-110	Ø 12 x 140
31 001 1062	3	0-30	Ø 8 x 125



1



2



3



4

Lombikfogó, műanyag bevonatos befogórésszel, dióval, max. 16mm-es rúdra

Rendelési kód	Típus	Befogható méret (mm)
18 043 0437	1	10-30
18 043 0439	1	20-50
18 043 0440	1	30-80
18 047 0270	2	0-30
18 047 0272	3	0-80
31 001 0609	2	0-110



1



2



3


### Bürettafogó

Rendelési kód Rozsdamentes acél	Rendelési kód Nikkelezett	Típus
31 050 5415	31 050 5475	1 férőhelyes, dió nélkül
31 050 5416	31 050 5476	1 férőhelyes, dióval
31 050 5417	31 050 5477	2 férőhelyes, dióval



### Bürettafogó szorítóval

Rendelési kód	Férőhely	Anyag
18 030 7013	1	polipropilén
18 030 7014	2	polipropilén
18 030 7011	1	aluminium
18 030 7012	2	aluminium



### Láncos szorító, vas

Rendelési kód	Leírás
31 050 5424	rozsdamentes acél, befogható méret:50-160 mm
31 050 5485	vas lakozott, befogható méret:50-160 mm



Laboremelő, zöld, kék színben (aluminium) és rozsdamentes acélból

Rendelési kód zöld	Rendelési kód kék	Rendelési kód 18/8 acél	Lap méret (mm)	Állítható mag. (mm)	Max. (kg)
31 051 1015	31 051 1016	31 051 1115	100 x 100	55...120	10
31 051 1020	31 051 1021	31 051 1120	130 x 160	60...275	20
31 051 1030	31 051 1031	31 051 1130	200 x 200	60...275	20
31 051 1040	31 051 1041	31 051 1140	240 x 240	60...275	20
31 051 1080	31 051 1081	31 051 1180	300 x 300	130...470	80
31 051 1090	31 051 1091	31 051 1190	400 x 400	130...470	80

