

KÉMCSŐFOGÓ, KÉMCSŐÁLLVÁNY, KÉMCSŐKOSÁR

BOCHEM



Kémcsőfogó, fa nyéllel

Rendelési kód	Hossz (mm)	Befogható átmérő (mm)
31 050 2283	250	10-25




Fa kémcsőfogó, rugós

Rendelési kód	Befogható átmérő (mm)
37 000 0102	20
37 000 0103	30



Kémcsőállvány, rozsdamentes acéllemezből

Rendelési kód	Férőhely	Lyuk Ø (mm)	Méret (mm)	Magasság (mm)
31 050 8210	2 x 6	17	145 x 52	90
31 050 8212	2 x 12	17	278 x 52	90
31 050 8214	4 x 12	17	287 x 97	90
31 050 8220	2 x 6	20	164 x 60	90
31 050 8222	2 x 12	20	310 x 60	90



Kémcsőállvány, kémcsőátmérő: 16 mm, dróthálós

Rendelési kód	Férőhely	Méret (mm)	Magasság (mm)
31 051 0170	2 x 6	130 x 50	70
31 051 0171	2 x 10	210 x 50	70
31 051 0172	2 x 12	250 x 50	70
31 051 0173	3 x 12	250 x 70	70
31 051 0174	4 x 6	130 x 90	70
31 051 0175	4 x 12	250 x 90	70
31 051 0176	10 x 10	210 x 210	70



Drótkosár rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)
39 051 0020	100	100	100
39 051 0022	120	120	120
39 051 0024	140	140	140
39 051 0025	150	150	150
39 051 0026	160	160	160
39 051 0029	180	180	180
39 051 0031	200	200	200
39 731 2325	250	250	250
39 731 2330	300	300	300



Drótkosár rozsdamentes acélból, füllel, henger alakú

Rendelési kód	Átmérő (mm)	Magasság (mm)
31 051 0050	100	80
31 051 0051	120	100
31 051 0052	150	120
31 051 0053	180	160
31 051 0054	210	180
31 051 0055	240	180
31 051 0056	270	180
31 051 0057	300	200