



Dupla spatula, egyik vége lekerekített, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3100	130	40	9	3
33 050 3101	150	45	9	3,5
33 050 3102	185	50	9	3,5
33 050 3103	210	60	11	4
33 050 3104	250	70	11	4
33 050 3105	300	75	16	6
33 050 3106	350	85	16	6
33 050 3107	400	100	16	6
33 050 3108	500	100	20	8

Mikro dupla spatula, egyik vége lekerekített, 18/10-es min. rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3010	100	30	2	1
33 050 3011	130	40	2	1
33 050 3012	150	40	2	1
33 050 3013	100	35	3	1,5
33 050 3014	130	40	3	1,5
33 050 3015	150	40	3	1,5
33 050 3016	100	35	4	2
33 050 3017	130	40	4	2
33 050 3018	150	40	4	2
33 050 3019	185	50	4	2
33 050 3020	100	35	5	2
33 050 3021	130	40	5	2
33 050 3022	150	40	5	2
33 050 3023	185	50	5	2
33 050 3024	210	55	5	2
33 050 3025	150	40	6	2
33 050 3026	185	50	6	2
33 050 3027	210	55	6	2
33 050 3028	150	40	9	3
33 050 3029	185	50	9	3
33 050 3030	210	55	9	3



Dupla spatula, Chattaway típus, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3141	125	40	7	3
33 050 3142	150	40	7	3,5
33 050 3143	180	50	8	3,5
33 050 3144	200	60	9	4
33 050 3145	235	70	10	4



Dupla spatula, hajlított, 8/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)
33 050 3180	130	10	5
33 050 3181	185	10	5
33 050 3182	210	12	5
33 050 3186	180	25	7
33 050 3187	210	25	12

