

## SPATULÁK

BOCHEM

Mikro poradagoló-spatula (vályú alakú) 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3300	130	40	4	2
33 050 3301	130	40	9	3
33 050 3302	150	45	4	2
33 050 3303	150	45	9	3
33 050 3304	185	50	4	2
33 050 3305	185	50	9	3
33 050 3306	210	60	4	2
33 050 3307	210	60	9	3



Mikro kanál-spatula, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál méret (mm)	Spatula méret (mm)
33 050 3340	150	9 x 5	40 x 5
33 050 3341	180	9 x 5	40 x 5
33 050 3342	150	7 x 5	40 x 5
33 050 3343	150	6 x 4	45 x 5
33 050 3344	150	5 x 3	45 x 5
33 050 3345	200	9 x 5	45 x 5



Poly-Spatula kanál, kerek nyéllel, oldalra hajlított, 18/10-es rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Hossz (mm)	Spatula méret (mm)	Kanál méret (mm)
33 050 3400	150	30 x 13	35 x 15
33 050 3401	180	30 x 13	35 x 15
33 050 3402	210	30 x 13	35 x 15
33 050 3403	250	30 x 13	35 x 15
33 050 3404	300	30 x 13	35 x 15
33 050 3410	210	35 x 20	65 x 28
33 050 3411	250	35 x 20	65 x 28
33 050 3412	300	35 x 20	65 x 28
33 050 3413	400	35 x 20	65 x 28
33 050 3414	500	35 x 20	65 x 28
33 050 3395	190	26 x 12	25 x 20



Kettős kanál, kerek nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál méret (mm)	Kanál méret (mm)
33 050 3460	120	30 x 22	23 x 17
33 050 3461	150	30 x 22	23 x 17
33 050 3462	180	40 x 29	30 x 22
33 050 3463	210	40 x 29	30 x 22
33 050 3464	250	48 x 29	40 x 29
33 050 3465	300	48 x 35	40 x 29



Spatula - kanál, lapos nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

3750 típus teflon bevonatú

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula méret (mm)	Kanál méret (mm)
33 050 3420	120	30 x 20	31 x 23
33 050 3421	150	32 x 22	38 x 27
33 050 3422	180	32 x 22	40 x 28
33 050 3423	210	32 x 22	40 x 28
33 050 3424	250	45 x 32	50 x 35
33 050 3425	300	50 x 37	55 x 41
33 050 3750	180	32 x 22	40 x 28

