

SPATULÁK



BOCHEM

Spatula - kanál, kerek nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula méret (mm)	Kanál méret (mm)
33 050 3470	120	35 x 10	30 x 22
33 050 3471	150	40 x 10	30 x 22
33 050 3472	180	50 x 12	40 x 29
33 050 3473	210	50 x 12	40 x 29
33 050 3474	250	70 x 14	48 x 35
33 050 3475	300	70 x 14	48 x 35

Dupla spatula, egyik oldala kónikus, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból
3730-as típus teflon bevonatú

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál hossz (mm)	Kanál szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3170	210	50	7	2,5
33 050 3175	160	50	9	3,5
33 050 3730	210	50	7	2,5

Adagoló kanál, fa nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál hossz (mm)	Kanál szélesség (mm)
33 053 3540	190	50	12

Gyógyszertári spatula fanyéllel, rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)
33 050 3490	165	75	14
33 050 3491	190	100	18
33 050 3493	250	150	22
33 050 3495	310	200	32
33 050 3496	365	250	38
33 050 3497	415	300	42

Dupla spatula, rendkívül masszív kialakítású 10 mm átmérőjű nyél, polírozott

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Spatula hossz (mm)	Spatula szélesség (mm)
33 050 3260	150	40	20
33 050 3261	200	40	20
33 050 3262	250	60	25
33 050 3263	300	60	25
33 050 3264	400	60	25

Labor kanál, standard kivitel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál méret (mm)
33 050 3480	120	40 x 26
33 050 3481	135	45 x 31
33 050 3482	180	55 x 38
33 050 3483	195	60 x 45

Bemérő kanál, gombos nyéllel, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kanál hossz (mm)	Kanál szélesség (mm)	Nyél Ø(mm)
33 050 3600	200	70	31	5
33 050 3601	220	90	31	5
33 050 3602	235	105	31	5
33 050 3603	250	120	31	5