


TÉGELYFOGÓ, LOMBIKFOGÓ, OLLÓK

BOCHEM



Tégelyfogó, kétszer hajlított, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból, polírozott

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Befogó rész (mm)
33 050 2099	160	18
33 050 2100	200	20
33 050 2101	220	20
33 050 2102	250	30
33 050 2103	300	30
33 050 2104	400	35
33 050 2105	500	35
33 050 2106	600	40



Lombikfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Hossz (mm)	Lombik átmérő (mm)
33 050 2179	250	20
33 050 2180	250	30
33 050 2181	250	40
33 050 2182	250	50
33 050 2183	250	60
33 050 2250	230	15/60



Pohárfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Befogható pohár Ø (mm)
33 050 2220	330	60/150



Tégelyfogó, polírozott, 18/10-es minőségű rozsdamentes acélból

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Befogható pohár Ø (mm)
33 050 2210	250	75/100



Olló, laboratóriumi célra, rozsdamentes, egyik vágónyelv kerekített

Rendelési kód	Hossz (mm)	Vágó él hossz (mm)	Típus
33 050 4000	100	30	2
33 050 4001	115	45	2
33 050 4002	130	50	2
33 050 4003	145	60	2
33 050 4004	150	60	2
33 050 4005	165	70	2
33 050 4006	180	80	2



Olló, kötszer vágáshoz, laboratóriumi célra, rozsdamentes

Rendelési kód	Hossz (mm)	Vágó él hossz (mm)	Típus
33 050 4100	130	40	2
33 050 4101	145	45	2
33 050 4102	160	55	2
33 050 4103	130	40	3
33 050 4104	145	45	3
33 050 4105	160	55	3
33 050 4106	130	40	1
33 050 4107	145	45	1
33 050 4108	160	55	1



Olló, mikroszkópiás, laboratóriumi célra, rozsdamentes, 4071 típus hajlított

Rendelési kód	Hossz (mm)	Vágó él hossz (mm)	Típus
33 050 4070	100	25	3
33 050 4071	100	30	3
33 050 4080	115	35	3