

## DÚGÓFÚRÓ SZOROZAT, OLTÓKACSKOK, MOSÓKEFÉK

BOCHEM



## Dugófúró sorozat


Kézi, a kódszámokhoz tartozó sorozat az előző sorozatok tagjait is magukban foglalják.

Rendelési kód	Sorozat (db)	Lyuk átmérők (mm)	Lyuk átmérők (mm)	Lyuk átmérők (mm)
33 051 2430	3	5,00	6,25	7,50
33 051 2431	6	8,75	10,00	11,25
33 051 2432	9	12,50	13,75	15,00
33 051 2433	12	16,25	17,75	18,75
33 051 2434	15	20,00	21,25	22,50
33 051 2435	18	23,75	25,00	26,25
33 051 2440			fúró élező	



## Oltókacs tartó, Kolle típusú

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Leírás
33 051 2000	230	alumínium, műanyag nyél
33 051 2006		rozsdamentes acél



## Oltókacs, hossz: 100 mm, 10/18-as rozsdamentes acél

Rendelési kód	Megnevezés
33 051 2001	gyűrű, $\text{Æ}$ 1,5 mm
33 051 2002	gyűrű, $\text{Æ}$ 2,5 mm
33 051 2003	gyűrű, $\text{Æ}$ 4,0 mm
33 051 2004	tű
33 051 2005	láncza



## Oltókacs műanyag nyéllal, 0/18-as rozsdamentes acél

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Megnevezés
33 051 2010	140	tű
33 051 2011	140	hajlított
33 051 2012	140	láncza



## Kefék, mosó, tisztító célra

Rendelési kód	Leírás	Hossz (mm)	Kefe, hossz x Ø (mm)
37 031 0001	6. pipetta mosó	500	100 x 5
37 031 0002	7. kémcsőmosó	250	50 x 10
37 031 0003	8. kémcsőmosó gyapjú vég	230	50 x 10
37 031 0004	9. kémcsőmosó	280	70 x 15
37 031 0005	10. kémcsőmosó gyapjú vég	280	70 x 15
37 031 0006	11. kémcsőmosó	290	110 x 30
37 031 0007	12. kémcsőmosó gyapjú vég	270	100 x 30
37 031 0008	13. lombikmosó	390	85 x 50
37 031 0009	14. lombikmosó	420	100 x 55
37 031 0010	15. lombikmosó	470	120 x 63
37 031 0011	16. pohármosó fa nyél	390	125 x 85
37 031 0012	17. pohármosó fa nyél	430	140 x 85/60
37 031 0013	18. pohármosó fa nyél	430	140 x 100/80
37 031 0015	19. pohármosó fa nyél	630	140 x 100/80
37 031 0014	21. csőmosó	1000	150 x 30
37 031 0016	20. szita mosó, műanyag nyél	220	Ø 60



## Kémcsőmosó kefe, gyapjú véggel

Rendelési kód	Teljes hossz (mm)	Kefe, hossz x Ø (mm)
33 051 2310	270	70 x 20
33 051 2312	270	100 x 30