

## LABORATÓRIUMI SEGÉDESZKÖZÖK, TISZTÍTÓ SPRAY-K, KÉZVÉDŐ KRÉM



### Szivárgás jelző spray

nyomás alatt lévő rendszerekben a tömítetlenség jelzésére, a légnemű anyagok szivárgásának kimutatására, nem tűzveszélyes és nem okoz korróziót

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 011 7070	Szivárgás jelző	400 ml



### Címke leválasztó spray

szükségtelenné vált öntapadó címkék egyszerű eltávolítására, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 011 6247	Címke eltávolító	200 ml



### Pormentesítő tisztító spray

precíziós eszközökről való szennyeződések lefúvására, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 011 6240	Pormentesítő	200 ml



### Hűtő spray

felületek gyors hűtésére, szenzorok termosztátok tesztelésére, -42 C°-ig hűt, CFC

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 011 6241	Hűtő spray	200 ml



### PTFE (Teflon) spray

kenésre, tapadásmentesítésre, közegek elválasztására, 265 C°-ig hőálló, ellenálló zsiradékmentes filmréteg, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 012 1170	PTFE spray	200 ml



### Monitor tisztító spray

képernyő, adatterminál, monitor tisztítására, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
35 011 6243	Monitor tisztító spray	200 ml

Az oldalon szereplő különböző spray-k képei csak illusztrációk, a tényleges kiszárlási flakonok gyártónként változhatnak!



### Laboderm@ N, kézvédő krém

Speciális fejlesztés az igénybe vett bőr számára. Munka előtt és munka után egyaránt ajánlott a használata. A bőr sima és ápoltság marad még agresszív közegekkel folytatott munka után is. A krém értékes hatóanyagokat tartalmaz, többek között A, E, F és B6 vitaminokat, Panthenol-t és Aloa Vera-t.

Az 5-ös UV védőfaktor megfelelő védelmet nyújt UV sugárzás ellen is.

Fehér színű krém, nem illatosított.

Rendelési kód	Leírás	Kiszárlás
36 011 6039	Laboderm@ N, kézvédő krém	50 ml