

LABORATÓRIUMI SEGÉDESZKÖZÖK, TISZTÍTÓ SPRAY-K, KENŐZSÍROK, TISZTÍTÓSZER



Szivárgás jelző spray, (bal oldali kép)

nyomás alatt lévő rendszerekben a tömítetlenség jelzésére, a légnemű anyagok szivárgásának kimutatására, nem tűzveszélyes és nem okoz korróziót

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 7070	Szivárgás jelző	400 ml

Címke leválasztó spray, (jobb oldali kép)

szükségtelenné vált öntapadó címkék egyszerű eltávolítására, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 6247	Címke eltávolító	200 ml



Pormentesítő tisztító spray, (bal oldali kép)

precíziós eszközökről való szennyeződések lefűvására, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 6240	Pormentesítő	200 ml

PTFE (Teflon) spray, (jobb oldali kép)

kenésre, tapadásmentesítésre, közegek elválasztására, 265 C°-ig hőálló, ellenálló zsiradékmentes filmréteg, CFC mentes

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 012 1170	PTFE spray	200 ml

Az oldalon szereplő különböző spray-k képei csak illusztrációk, a tényleges kiszerezési flakonok gyártónként változhatnak!



Kenőzsír csiszolatokhoz

szilikon mentes, élelmiszer kompatibilis, biológiailag lebomló, sav és lúg álló, hőmérsékleti tartomány: -40...+200°C, kiváló vákuumállóság (0,00001 mbar-ig)

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 004 2003	KWS csiszolat kenőzsír	30 ml



Általános kenő és tömítő zsír, csiszolatokhoz, csapokhoz és készülékekhez szilikon mentes, kiváló hőmérséklet és kémiai ellenálló képesség, -40...+300°C tartományban nincs folyási és cseppenési pont, deconex tisztítóval eltávolítható

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 009 9040	Szabvány N piros típusú	30 g
35 009 9030	Szabvány N piros típusú	1 kg
35 009 9120	Magas vákuum fokozatú HV kék	60 g
35 009 9130	Magas vákuum fokozatú HV kék; 320°C-ig	1 kg



Bayer szilikon zsír

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 2070	Szilikon zsír alacsony viszkozitású	35 g
35 011 2071	Szilikon zsír közepes viszkozitású	35 g
35 011 2072	Szilikon zsír magas viszkozitású	35 g