

## ZSIROK, OLAJOK

### Kenőzsír csiszolatokhoz

szilikon mentes, élelmiszer kompatibilis, biológiailag lebomló, sav és lúg álló, hőmérsékleti tartomány: -40...+200°C, kiváló vákuumállóság (0,00001 mbar-ig)

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 004 2003	KWS csiszolat kenőzsír	30 ml



**Általános kenő és tömítő zsír**, csiszolatokhoz, csapokhoz és készülékekhez szilikon mentes, kiváló hőmérséklet és kémiai ellenálló képesség, -40...+300°C tartományban nincs folyási és cseppenési pont, deconex tisztítóval eltávolítható

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 009 9010	Szabvány N piros típusú	10 g
35 009 9020	Szabvány N piros típusú	60 g
35 009 9030	Szabvány N piros típusú	1 kg



A fentiekkel megegyező típus magas vákuumra, 320 °C-ig hőálló

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 009 9110	Magas vákuum fokozatú HV kék	10 g
35 009 9120	Magas vákuum fokozatú HV kék	60 g
35 009 9130	Magas vákuum fokozatú HV kék	1 kg

### Bayer szilikon zsír

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 2070	Szilikon zsír alacsony viszkozitású	35 g
35 011 2071	Szilikon zsír közepes viszkozitású	35 g
35 011 2072	Szilikon zsír magas viszkozitású	35 g



### Vaseline DAB 7

Alkalmazható kézre, csiszolatokra, exszikátorokhoz stb.

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
35 011 2075	Vaseline DAB 7	50 ml



## LABORATÓRIUMI SZEMMOSÓK

### Szemmosó palack, EKASTU

szívárgás mentes, szemekbe jutott savak, lúgok, maró anyagok, mész, stb. közvetlen gyors kimosására, állva és fekvve egyaránt használható.

Rendelési kód	Leírás	Kiszerezés
36 522 0001	Szemmosó palack (üres)	600 ml
36 527 7959	Szemmosó palack steril folyadékkal feltöltve	600 ml
10 523 7111	ECO szemmosó palack steril folyadékkal feltöltve	600 ml
36 527 7251	Szemmosó palack mini (üres)	175 ml
36 527 7259	Szemmosó palack min, steril folyadékkal feltöltve	175 ml
36 522 0120	Fali tartó 1 palack számára	
10 523 7955	Fali tartó 2 (üres) palackkal	175+600 ml
10 523 7999	Fali tartó 2 (teli) palackkal	175+600 ml



**Szemmosó palack fali tartóval**, a szemekbe jutott savak, lúgok, maró anyagok, mész, stb. közvetlen gyors kimosására, a palack üresen kerül szállításra.

Rendelési kód	Leírás
36 710 2386	Szemmosó palack (üres) fali tartóval
36 710 0383	Szemmosó palack (üres)

