

VÉDŐKESZTYŰK, VÉDŐMASZKOK

Védőkesztyű, Kevlárból készül, 300 °C kontakt hőmérsékletnél és 450...500°C sugárzó hőmérsékletnél nyújt védelmet, ezenkívül a mechanikai (vágási, szúrási, törött üveg okozta) sérülések ellen is kiváló ellenszer.

Rendelési kód	Leírás	Hossz (cm)
36 430 0090	Univerzális méret (8-10)	35

Védőkesztyű hő és hideg ellen

légáteresztő, hőszigetelt gyapjú, vágásnak ellenáll

Rendelési kód	Leírás	Hossz (cm)
36 430 0106	Univerzális méret (11)	40

Védőkesztyű, textil alapú, dupla rétegű, kiválóan véd a mechanikai sérülések ellen is és egyúttal biztos, csúszásmentes fogást biztosít a nitril rácsnak köszönhetően. Jobb és balkezeseknek egyaránt megfelelő.

Rendelési kód	Leírás
36 012 4210	Thermogrip védő kesztyű

Hővédő kesztyű, szilikon gumiból készül, amelynek rendkívül jó az ellenállása hideggel és meleggel szemben, alkalmazható -57...+250 °C közötti tartományban Hajlékony, így biztos fogást tesz lehetővé még a csúszós lombikokon is.

Rendelési kód	Leírás
36 012 4098	HotGrip 1 szilikon gumi kézvédő az egész kézre
36 012 4099	HotGrip 2 szilikon gumi kézvédő egy-egy ujjra
36 012 4100	HotGrip 3 szilikon gumi kézvédő a hüvelyk ujjra és még 2-3 ujjra

Védőkesztyű, egyszer használatos, nitril

Rendelési kód	Leírás	Méret	Csomagolás (db)
36 001 0015	púdermentes	S	100
36 001 0017	púdermentes	M	100
36 001 0018	púdermentes	L	100
36 001 0020	púdermentes	XL	100
36 011 7175	enyhén púderezett	M	100
36 011 7176	enyhén púderezett	L	100
36 011 7177	enyhén púderezett	XL	100

Védőkesztyű, egyszer használatos, latex

Rendelési kód	Leírás	Méret	Csomagolás (db)
10 425 7526	Vasco sensitive, púdermentes	6-7 (S)	100
10 425 7549	Vasco sensitive, púdermentes	7-8 (M)	100
10 425 7565	Vasco sensitive, púdermentes	8-9 (L)	100
10 425 7590	Vasco sensitive, púdermentes	9-10 (XL)	100
36 425 2201	Vasco, púderezett	6-7 (S)	100
36 425 2202	Vasco, púderezett	7-8 (M)	100
36 425 2203	Vasco, púderezett	8-9 (L)	100

Védőkesztyű, egyszer használatos, áttetsző polietilén, nem steril

Rendelési kód	Méret	Csomagolás (db)
36 425 0001	kicsi	100
36 425 0002	nagy	100

