

## TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

**Mucasol®**

Nagyteljesítményű folyékony koncentrátum alacsony alkáli tartalommal mosó és ultrahangos vízfürdők számára. Univerzálisan alkalmazható üveg, porcelán, műanyag, gumi és fémeszközök tisztítására. Helyettesíti a krómkénsavat, klór és maró anyag mentes, nem mérgező, nem agresszív, bőrkímélő csökkentett foszfát tartalmú és biológiailag lebomló.

Alkalmazandó koncentráció: ultrahangos vízfürdőben: 0,2-2% (1,4-14 ml/lit.)  
mosó fürdőben: 0,7-3% (5-22 ml/lit.)

Rendelési kód	Leírás	Súly (kg)
35 494 4003	Mucasol® 2 literes flakonban	2,8
35 494 4005	Mucasol® 5 literes kannában	7,0

**Edisonite® CLASSIC**

Por alakú, alkáli tartalmú tisztítószer mosó és ultrahangos vízfürdők számára. Ideális természetes zsírok, olajok, fehérjék és vér eltávolítására. Nem alkalmazható cink és nem eloxált alumínium eszközök tisztítására.

Alkalmazandó koncentráció 0,5-1% (5-10 g/lit.)

Rendelési kód	Leírás
35 494 4301	Edisonite® CLASSIC 1 kg-os dobozban
35 494 4205	Edisonite® CLASSIC 5 kg-os vödörben

**Edisonite® SUPER**

Por alakú, semleges pH értékű tisztítószer mosó és ultrahangos vízfürdők számára. Kiváló tisztító hatás a magas aktivitású tenzid és speciális foszfátoknak köszönhetően. Ideális természetes zsírok, olajok, fehérjék és vér eltávolítására. Különösen jól alkalmazható optikai üvegek és alkáli érzékeny műanyagok és gumi részek tisztítására.

**Alkalmazandó koncentráció 0,5-1% (5-10 g/lit.)**

Rendelési kód	Leírás
35 494 4361	Edisonite® SUPER 1 kg-os dobozban
35 494 4365	Edisonite® SUPER 5 kg-os vödörben

**Pursept®-A Xpress felület tisztító és fertőtlenítő**

Üveg vagy műanyag munka- és készülék felületek gyors tisztítására és fertőtlenítésére. Kiváló határfok rövid időn belül baktériumok, gombák és vírusok különösen HBV és HIV vírusok ellen. Pumpás szórófej külön rendelendő.

Összetevők 100 g oldatban: 38,9 g etanol, 0,1 g glioxal, 0,05 g didecil-dimetil-ammonium-klorid és egyéb segéd anyagok

Rendelési kód	Leírás
35 494 4830	Pursept®-A Xpress 1 literes flakonban
35 494 4835	Pursept®-A Xpress 5 literes kannában utántöltéshez
35 494 4832	szórófej

**Pursept®-A Xpress felület tisztító és fertőtlenítő törölkendő**

A tisztítandó felületet mossuk le a kendővel és hagyjuk az oldatot megszáradni.

Összetevők egy kendőben: 723 mg etanol, 1,9 mg glioxal, 0,9 mg didecil-dimetil-ammonium-klorid és egyéb segéd anyagok.

Rendelési kód	Leírás
35 494 4840	Pursept®-A Xpress adagoló doboz 150 db törölkendővel
35 494 4845	150 db törölkendő utántöltéshez

**Pursept®-AF**

Tisztító és fertőtlenítő koncentrátum falak és járófelület tisztítására.

Rendelési kód	Leírás
35 494 4850	Pursept®-AF 2 literes flakonban
35 494 4855	Pursept®-AF 5 literes kannában