

## VÉDŐMASZKOK, FÓLIÁK, ITATÓS PAPIROK, MEGSEMMISÍTŐ TASAKOK

### Arcvédő maszkok, egészség károsító anyagok ellen

Rendelési kód	Leírás	db/csom.
36 523 2032	egyszerű, higiéniai szájvédő maszk, nem légzésvédő, Typ:Xair 1100	50
36 524 1111	Mandil FFP1 közömbös anyagok, finom por elleni légzés védőmaszk	12
36 521 1281	Mandil FFP2 légzés védőmaszk egészség károsító anyagok ellen	12
10 523 2084	Mandil FFP2/Soft/V légzés védőmaszk kevésbé mérgező, egészségkárosító anyagok ellen, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP2 NR	5
36 521 1250	Mandil FFP2/Soft/combi/V légzés védőmaszk egészség károsító anyagok és kellemetlen szagok ellen, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP2 NR	12
36 521 2183	Mandil FFP3/V légzés védőmaszk erősen egészség károsító anyagok ellen, a határérték 30-szorosáig, szűrési osztály:DIN EN 149:2001 FFP3 NR	5




### Arc védőmaszk, felhajtható, szabályozható fejpánt, cserélhető védő

Rendelési kód	Leírás
36 523 0004	k 1 védőmaszk DIN EN 166
36 523 0005	Tartalék plexi védőmaszkhoz



### Szilikon alátét, csúszásgátló felülettel, max. 260°C hőmérsékletig használható

Rendelési kód	Leírás	Méret (mm)
24 342 0250	Szilikon alátét, piros	250 x 250
24 342 0251	Szilikon alátét, fekete	250 x 250



### Szűrőpapír, asztallap felület védelméhez, méret 58 x 58 cm

Rendelési kód	Leírás	Súly (g/m2)
25 020 2909	Típus: 601/N	65
25 020 2910	Típus: 1602/N	70
25 020 2927	Típus: 50 S	120
25 020 2928	Típus: C 160	140



### Megsemmisítő tasak, standard

134°C-ig autoklávozható különösen erős polypropylen tároló zacskó fertőzött labor eszközök megsemmisítéséhez. Csak lazán lezárni autoklávozásnál! A 200 x 300 mm-es mérethez rendelhető praktikus asztali állvány, melynek lábai csúszásgátló bevonattal rendelkeznek.

PP

Rendelési kód	Méret (mm)	Méret (liter)	Vastagság (µm)	Rendelési egység (db)
23 700 1000	200 x 300	2,5	50	100
23 700 1100	300 x 500	8	50 µm	500
23 700 1150	400 x 780	38	50 µm	500
23 700 1200	600 x 800	60	50 µm	500
23 700 1210	600 x 800	60	50 µm	100
23 700 1212	600 x 800	60	100 µm	125
23 700 1300	700 x 1100	110	50 µm	350
23 700 1310	700 x 1100	110	50 µm	75
23 700 1311	700 x 1100	110	100 µm	75
23 700 1400	asztali állvány a 200 x 300 mm-es mérethez			1
23 700 1401	100db 200 x 300mm-es tasak 1db állvánnyal			1

