

## MINTAVEVŐK

**Rúd mintavevő** folyadékok mintavételezésére, egyszerűen használható, áttetsző PP cső, jól látható minta. Felül záró csap, alsó végén golyósszelep. A mintavétel lehetséges teljes keresztmetszetből vagy célzott pontból.

Rendelési kód	Leírás
39 045 6155	Rúd mintavevő, hossz: 50 cm, átmérő: 22mm
39 045 6151	Rúd mintavevő, hossz: 100 cm, átmérő: 22mm
39 045 6152	Rúd mintavevő, hossz: 200 cm, átmérő: 22mm

### Egyszer használatos rúd mintavevő

Erősen szennyező folyadékok mintavételezése lényegesen olcsóbban végezhető egyszer használatos eszközökkel, mint a mintavevő alapos tisztításának költsége. Ügyelni kell azonban a használat utáni szakszerű megsemmisítés elvégzésére.

A mintavevő anyaga áttetsző PE, melyen jól látható a minta és kis tapadás miatt könnyen kifolyik a csőből.

Rendelési kód	hossz (mm)	mintavételi mélység (mm)	minta térfogat (ml)	átmérő (mm)
39 045 3875	50	35	75	27
39 045 3877	75	35	175	27
39 045 3871	100	35	275	27

**Folyadékgyűjtő** egy kezes használatra, a szelep nyitása és zárása a hüvelykujjal történhet. Rozsdamentes acélból, két méretben.

Rendelési kód	hossz (mm)	átmérő (mm)	minta térfogat (ml)
39 045 3261	46	32	50
39 045 3262	54	32	100

**Liquid Cup Sampler**, poharas mintavevő rozsdamentes acélból, különböző viszkozitású folyadékok mintavételezésére. Apró részecskéket tartalmazó anyagok mintázása is problémamentesen elvégezhető vele. Egyszerűen tisztítható a lecsavarható pohárnak köszönhetően.

Rendelési kód	Leírás
39 045 3530	Liquid Cup Sampler térfogat:200ml, pohár Ø32mm

**ChemoSampler mintavevő** savakhoz, lúgokhoz, tisztítószerekhez Speciális kialakítású mintavevő agresszív folyadékokhoz. A minta egyenesen a rúd felcsavarozott mintatartó flakonba kerül.

Az eszköz alkalmazása előtt feltétlen ellenőrizzük a kémiai ellenálló képességet. A mintavétel során használjunk védőkesztyűt, védőköpenyt és védőszemüveget!

Rendelési kód	Leírás
39 045 3361	ChemoSampler hossz: 100 cm
39 045 3851	Hosszabbító rúd 100 cm
39 045 3362	PE mintatartó flakon 500 ml
39 045 3363	PE mintatartó flakon 1000 ml

**Rozsdamentes acél mintavevő edény**, stabil tartóruddal.

A mintavevő pohárnál nincs semmi külön kiöntőnyílás, alámetszés, vagy rés, ahol bármi szennyeződés (minta) megülhet. A kidolgozás teljesen porusmentes köszönhetően a kiváló minőségű lézer hegesztővarratoknak.

A mintavevő edény lánggal sterilizálható és így teljesen fertőtleníthető.

Rendelési kód	Leírás
39 045 5410	Rozsdamentes acél mintavevő, 115 cm teljes hossz, 1000 ml-es pohár

## BÜRKLE

