

## MINTAVEVŐK

**AquaSampler mintavevő** ivóvíz mintákhoz kutakból, aknákból és egyéb forrásokból. Alkalmazható minden szokványos kútfedélnél, melynek ellenőrzőnyílása legalább Ø2" és nincs érdes éle vagy vágó széle. A nagytisztaságú FEP/PTFE alapanyag a legnagyobb minta tisztaságot garantálja és tapadásmentes felülettel rendelkezik, könnyen tisztítható és áttetsző.

Rendelési kód	Minta térfogat (ml)	Teljes hossz (mm)	Átmérő (mm)
39 045 3835	350	400	46
39 045 3870	700	760	46
39 045 3831	1050	1070	46

### Tartozékok AquaSampler mintavevőhöz

Rendelési kód	Leírás
39 045 3830	kézi orsó kötél nélkül
39 045 3810	V2A acél sodrony PTFE bevonat 10 m
39 045 3811	V2A acél sodrony PTFE bevonat 25 m
39 045 3812	V2A acél sodrony PTFE bevonat 50 m
39 045 3833	hord táska

**LiquiSampler**, nagy tisztaságú mintavevő folyadékokhoz, színekódolású nyomógombbal, egy kezes működtetés. Megfelel a DIN 53 242 szabványnak. Nagytisztaságú kémiailag semleges PTFE/FEP anyagból készül a szennyeződésmentes mintavételezés biztosítására. Alkalmazható nyitott és zárt tartályok, hordók, tankok, silók, természetes vizek (tavak, folyók) mintavételezésére (minimum 25 mm-es nyílás szükséges).

Könnyű tisztítás: minden felület pórusmentes és tökéletesen sima, amely lehetetlenné teszi a szennyeződések lerakódását.

Rendelési kód, PTFE/FEP	Rendelési kód, PP	Térfogat (ml)	Hossz (cm)	Átmérő (mm)
39 045 0310	39 045 3310	150	60	25
39 045 0311	39 045 3311	250	100	25
39 045 0312	39 045 3311	500	200	25

**ViscoSampler**, nagytisztaságú mintavevő, extra erősszívóerősűrű, nyúlósanyagokhoz. Szívódugattyúval kerül a minta felszívásra és kinyomásra. Színekódolású fogantyú, könnyű tisztíthatóság a pórusmentes sima felületek miatt.

Rendelési kód, PTFE/FEP	Rendelési kód, PP	Térfogat (ml)	Hossz (cm)	Átmérő (mm)
39 045 0330	39 045 3330	160	60	25
39 045 0331	39 045 3331	300	100	25
39 045 0332	39 045 3332	650	200	25

### Kiegészítők LiquiSamplerhez és ViscoSamplerhez

Rendelési kód	Leírás
39 045 3400	Tisztító kefe, Ø15...26 mm csövekhez
39 045 6181	Tároló állvány

### QualiSampler készlet, folyadékokhoz és iszaphoz

Rendelési kód	Leírás
39 045 3301	LiquiSampler (39 045 3311), ViscoSampler (39 045 3331), hord táska, flakon (5 db), 1 ív etikett, kefe (39 045 0100)
39 045 3302	LiquiSampler (39 045 0311), ViscoSampler (39 045 0331), hord táska, flakon (5 db), 1 ív etikett, kefe (39 045 0100)

## BÜRKLE

