

KETTŐS FUNKCIÓJÚ SZEKRENYEK

FAITHFUL



Két funkció egy készülékben!

Ha kevés a helyünk a laborban, de szükségünk van mindkét készülékre.

A GP sorozat készülékei ideális megoldást kínálnak a problémára.

A készülékek használhatók inkubátorként a környezeti hőmérséklet +5°C és 80°C-os tartományban vagy a +80°C és 250°C-os tartományban szárítószekrényként. A kívánt funkció kiválasztása egy kapcsoló segítségével történhet. A kettős funkció kedvező árral párosul.

Főbb jellemzők:

- Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
- Mechanikus szellőzőnyílás állítás a készülékház tetején.
- A fenék lemez alá helyezett ventilátor a felfelé áramoltatott levegővel egyenletes felfűtést és kiváló hőmérséklet eloszlást biztosít. **Fontos:** a ventilátor fordulatszáma vagyis a légkeverés mértéke szabályozható!
- A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
- A polcok magasságawww tetszés szerint, több pozícióban állíthatók.
- A készülék sorozat két féle fűtés vezérlő kijelző egységgel rendelhető:
 - - LED kijelzés az aktuális és a beállított érték egyidejű megjelenítésével
 - - vagy kiváló kontraszttal rendelkező LCD képernyővel (BE sorozat)
- Az aktuális hőmérsékleti érték megjelenítése 0,1°C-os felbontásban történik.
- Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtótomítással.
- Időzítés: 1-9999 perc tartományban.

Rendelési kód	41 122 0061	41 122 0062	41 122 0063	41 122 0064	41 122 0065
Típus	GP-30B	GP-45B	GP-65B	GP-125B	GP-230B
Rendelési kód	41 122 0066	41 122 0067	41 122 0068	41 122 0069	41 122 0070
Típus	GP-30BE	GP-45BE	GP-65BE	GP-125BE	GP-230BE
Térfogat (liter)	30	45	65	125	230
Belső méret (mm)	Szélesség	310	350	400	500
	Mélység	310	350	360	450
	Magasság	310	350	450	550
Külső méret (mm)	Szélesség	460	500	550	636
	Mélység	510	550	550	680
	Magasság	695	735	840	915
Polcok száma	2	2	2	2	2
Hőmérséklet tartomány	Inkubátor szekrény:környezeti hőmérséklet: +5°C...80°C				
Hőntartás	Inkubátor szekrény: ±0,5 °C				
Hőmérséklet tartomány	Szárítószekrény: +80°C...250°C				
Hőntartás	Szárítószekrény: ±1 °C				
Kijelzés felbontása	0,1 °C				
Időzítési tartomány	1-9999 perc				
Tápfeszültség	230V 50 Hz				
Teljesítmény (kW)	0,8	1,2	1,6	2,3	3,0
Súly (kg)	39	42	47	56	70



A **DH sorozat** készülékei kiváló minőségű standard inkubátorok.

A felépítés és a mechanikai kialakítás hasonló a bemutatott GP sorozat készülékeivel, de itt a korszerű mikro computeres vezérlőegység az ajtóba került beépítésre. Ventilátor nélküli kivitel, nagyméretű digitális kijelző időzítő (timer) és túlfűtés elleni funkcióval.

Az inkubátorok kialakításának megfelelően külön belső üvegajtó került beépítésre

Rendelési kód	41 122 0071	41 122 0072	41 122 0073	41 122 0074
Típus	DH-3600B II	DH-4000B II	DH-5000B II	DH-6000B II
Térfogat (liter)	45	50	125	210
Belső méret (mm)	Szélesség	350	400	500
	Mélység	350	350	450
	Magasság	350	350	550
Külső méret (mm)	Szélesség	485	540	626
	Mélység	480	490	590
	Magasság	570	670	755
Polcok száma	2	2	2	2
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet: +5°C...65°C			
Hőntartás	±0,5 °C			
Kijelzés felbontása	0,1 °C			
Időzítési tartomány	1-9999 perc			
Tápfeszültség	230V 50 Hz			
Teljesítmény (kW)	0,25	0,25	0,5	0,5
Súly (kg)	21	25	32	41