

INKUBÁTOROK

FAITHFUL

A WPL sorozat szekrényei természetes légkeveréssel rendelkeznek (ventilátor nélküli kivitel), így széles körben alkalmazhatóak a napi rutin feladatok elvégzésére.

Standard kialakítású mechanikai felépítés: álló kivitel, hidegen hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus porszórással festve, manuálisan állítható szellőzőnyílás a készülék tetején, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete több pozícióban állítható. A készülékek ajtaja rendelkezik a megszokott dupla üvegezésű betekintő ablakkal.

A vezérlő elektronika micro-computeres szabályzó időzítés (timer), túlfűtés elleni védelem funkcióval, valamint nagy méretű LCD képernyővel rendelkezik.

Rendelési kód	41 122 0081	41 122 0082	41 122 0083	41 122 0084	41 122 0085	
Típus	WPL-30BE	WPL-45BE	WPL-65BE	WPL-125BE	WPL-230BE	
Térfogat (liter)	30	45	65	125	230	
Belső méret (mm)	Szélesség	310	350	400	500	600
	Mélység	310	350	360	450	500
	Magasság	310	350	450	550	750
Külső méret (mm)	Szélesség	460	500	550	636	730
	Mélység	510	550	550	680	670
	Magasság	695	735	840	915	1220
Polcok száma	2	2	2	2	2	
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C...80°C					
Hőntartás	±0,5 °C					
Kijelzés felbontása	0,1 °C					
Időzítési tartomány	1-9999 perc					
Tápfeszültség	230V 50 Hz					
Teljesítmény (kW)	0,15	0,25	0,5	0,6	0,7	
Súly (kg)	39	42	46	55	70	



HŐLÉGSTERILIZÁLÓK

FAITHFUL

A GX sorozat szekrényei hőlégmenterizálási művelet elvégzésére készülnek.

Főbb jellemzői azonosak az álló szekrények tulajdonságaival: hidegen hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus porszórással festve, manuálisan állítható szellőzőnyílás a készülék tetején, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete több pozícióban állítható. A készülékek ajtaja rendelkezik a megszokott dupla üvegezésű betekintő ablakkal. A fűtés vezérlő elektronika PID micro-computeres szabályzó, időzítés (timer) és túlfűtés elleni védelem funkcióval, valamint nagyméretű LCD képernyővel.

A levegő keringetésre beszerelt ventilátor fordulatszáma szabályozható (kivéve a 230 literes modellt). Opcionálisan rendelhető RMB 800 típusú multi szegmens vezérlő egység valamint printer.

Rendelési kód	41 122 0086	41 122 0087	41 122 0088	41 122 0089	41 122 0090	
Típus	GX-30BE	GX-45BE	GX-65BE	GX-125BE	GX-230BE	
Térfogat (liter)	30	45	65	125	230	
Belső méret (mm)	Szélesség	310	350	400	500	600
	Mélység	310	350	360	450	500
	Magasság	310	350	450	550	750
Külső méret (mm)	Szélesség	460	500	550	636	730
	Mélység	510	550	550	680	670
	Magasság	695	735	840	915	1220
Polcok száma	2	2	2	2	2	
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C...300°C					
Hőntartás	±1,0 °C					
Kijelzés felbontása	0,1 °C					
Időzítési tartomány	1-9999 perc					
Tápfeszültség	230V 50 Hz					
Teljesítmény (kW)	0,8	1,2	1,6	2,3	3,0	
Súly (kg)	39	42	48	58	70	

