

VÁKUUM SZÁRÍTÓSZEKRÉNYEK

FAITHFUL



Speciális minták, oxigénmentes környezetben, vákuumban történő szárítását teszik lehetővé a DZ sorozat szekrényei. Főbb jellemzők:

- Álló kialakítás, hidegen hengerelt acél ház elektrosztatikus porszórással festve
- A belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acélból készült.
- Intelligens PID micro-computeres hőmérséklet szabályozás, időzítés (timer) és túlfűtés elleni védelem funkcióval. Könnyen leolvasható digitális kijelzés, az aktuális és a beállított érték egyidejű kijelzése. Az aktuális érték 0,1°C-os lépésekben történő megjelenítése.
- A belső kamra vákuuma egy analóg, nyomásmérő műszeren követhető folyamatosan a szárítás ideje alatt.
- Üvegbetétes ajtó dupla üvegezéssel és kiváló minőségű szilikon ajtó tömítés.
- Időzítés: 1-9999 perc tartományban.
- Maximális szárítási hőmérséklet: 250°C
- Opcionálisan rendelhető inert gáz bevezető egység és vákuumpumpa a készülékhez.

Rendelési kód	41 122 0091	41 122 0092	41 12 0093
Típus	DZ-1BCII	DZ-2BCII	DZ-3BCII
Térfogat (liter)	25	52	91
Belső méret (mm)	Szélesség	300	415
	Mélység	300	370
	Magasság	270	340
Külső méret (mm)	Szélesség	480	560
	Mélység	480	640
	Magasság	605	680
Tálcák száma	2	2	2
Nettó súly (kg)	40	75	82
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklet +10°C...250°C		
Hőntartás	±1%		
Hőmérséklet kijelzés felbontása	0,1°C		
Végvákuum (mbar)	<133pa		
Teljesítmény (kW)	0,8	1,4	2,0

HŰTŐ-FŰTŐ INKUBÁTOROK

FAITHFUL



Hűtő-fűtő inkubátorok

Standard kialakítású, alsórészben beépített kompresszoros hűtéssel rendelkező álló inkubátor szekrények. Hidegen hengerelt acél lemez ház elektrosztatikus porszórással festve, a belső kamra kiváló minőségű tükrös felületű rozsdamentes acél, a polcok helyzete több pozícióban állítható. A hőmérséklet vezérlő elektronika micro-computeres szabályzó, időzítés (timer) és memória funkcióval, valamint nagyméretű LCD képernyővel.

A készülék bal oldalán beépített külső szenzor nyílás standard kivitelben.

Kettős ajtó, külön belső üvegajtóval.

BX típusok 30 szegmenses programozható kijelzővel rendelkeznek.w

Rendelési kód	41 122 0094	41 122 0095	41 122 0096
Típus	SPX-70BIII	SPX-150BIII	SPX-250BIII
Rendelési kód	41 122 0107	41 122 0108	41 122 0109
Típus	SPX-70BX	SPX-150BX	SPX-250BX
Térfogat (liter)	70	150	250
Belső méret (mm)	Szélesség	420	500
	Mélység	350	400
	Magasság	500	750
Külső méret (mm)	Szélesség	570	640
	Mélység	560	620
	Magasság	1200	1270
Tálcák száma	2	2	2
Nettó súly (kg)	69	86	100
Hőmérséklet tartomány	0°C ... +65°C		
Hőntartás	0,5°C		
Kijelzés felbontása	0,1°C		
Hőmérséklet pontosság térben	±1°C		
Hűtőközeg	R134a		
Teljesítményfelvétel (kW)	0,3	0,5	0,8

