

**LABOTHERM L3-L40**

A kitűnő formatervezés és a megbízható, biztos működés, optimális ár-érték aránnyal párosul.

- Dupla falú készülékház az alacsony külső ház hőmérséklet és a hőmérséklet stabilitás érdekében.
- Szabályozható bemenő levegő nyílás az ajtóban.
- Rozsdamentes nemesacél ház burkolat.
- Szellőzőnyílás a kemence hátfalán.
- Keményített vákuum-szálás szigetelő modulok nagy ellenálló képességgel.
- Kerámia fűtőlapok beépített fűtőszállal, egyszerű cserét biztosítva.
- Hangtalan, elektronikus relék.

A kemencék kétféle vezérlő egységgel rendelhetők:

- **B410 alapmodell:** PID típusú szabályzó, állítható felfűtési sebesség, izzítási hőmérséklet, izzítási idő és bekapcsolás késleltetési idő. (Timer üzemmód: a beállított izzítási idő lejáta után a készülék automatikusan kikapcsol.)
- **C450 programozható modell:** 9 tárolható program, egyenként 4-4 különböző felfűtési lépcsővel és hőtartási idővel.

Opcionális, külön rendelhető tartozékok:

- elszívó kémény,
- elszívó kémény ventilátorral
- elszívó kémény ventilátorral és katalizátorral

Már meglévő kemencéhez történő tartozék rendelés esetén kérjük megadni a készülék gyári számát és gyártási évét.

Rendelési kód	Típus	Max. hőmérséklet	Térfogat (liter)	Méreték, belső szé x mé x ma (mm)	Méreték, külső szé x mé x ma (mm)	Teljesítmény (kW)	Súly (kg)
42 042 0501	L3/11/B410	1100 °C	3	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1,2	20
42 042 0502	L5/11/B410	1100 °C	5	200 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2,4	30
42 042 0503	L9/11/B410	1100 °C	9	230 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3,0	35
42 042 0504	L15/11/B410	1100 °C	15	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3,5	40
42 042 0507	L3/11/C450	1100 °C	3	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1,2	20
42 042 0508	L5/11/C450	1100 °C	5	200 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2,4	30
42 042 0509	L9/11/C450	1100 °C	9	230 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3,0	35
42 042 0510	L15/11/C450	1100 °C	15	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3,5	40
42 042 0513	L3/12/B410	1200 °C	3	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1,2	20
42 042 0514	L5/12/B410	1200 °C	5	200 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2,4	30
42 042 0515	L9/12/B410	1200 °C	9	230 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3,0	35
42 042 0516	L15/12/B410	1200 °C	15	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3,5	40
42 042 0519	L3/12/C450	1200 °C	3	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1,2	20
42 042 0520	L5/12/C450	1200 °C	5	200 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2,4	30
42 042 0521	L9/12/C450	1200 °C	9	230 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3,0	35
42 042 0522	L15/12/C450	1200 °C	15	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3,5	40

**LABO LIGHT**

Egyszerű hőkezelési feladatokhoz: kisméretű Labo Light izzítókemence család.

A kompakt felépítésű kemencék rendkívül jó hőmérséklet pontossággal, rövid felfűtési idővel rendelkeznek, ami a kiváló minőségű, többszörös szigetelésnek köszönhető. Energia fogyasztásuk alacsony, a beépített fűtőelem mechanikai sérüléstől védett. Ajtónyitáskor az energia ellátás automatikusan kikapcsol. A gyártáshoz kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, kedvező ár mellett.

Az LE2 típus vezérlője helytakarékosan a kemence alatt, az LE6 és LE14 típusok B150 típusú vezérlője a kemence oldalában található.

Rendelési kód	Típus	Max. hőmérséklet	Térfogat (liter)	Méreték, belső szé x mé x ma (mm)	Méreték, külső szé x mé x ma (mm)	Teljesítmény (kW)	Súly (kg)
42 043 1002	LE2/11	1100 °C	2	110 x 180 x 110	330 x 385 x 430	1,8	10
42 043 1006	LE6/11	1100 °C	6	170 x 200 x 170	390 x 435 x 490	1,8	18
42 043 1014	LE14/11	1100 °C	14	220 x 300 x 220	440 x 535 x 540	2,9	25