

## PRECÍZIÓS ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ INFRA FŰTÉSŰ MELEGÍTŐK

### HP380-Pro Precíziós elektromos fűtőlap

**DLab**

Digitális kijelzésű készülék, alumínium fűtőlap fehér kerámia bevonatú fűtőfelülettel rendelkezik. Ez kiváló kémiai ellenálló képességű és rendkívül könnyen tisztítható.

Elérhető maximális fűtési hőmérséklet 380°C

A kezelő panel elválasztásra került a fűtőlaptól és döntött formájú. Korszerű mikroprocesszoros fűtésvezérlés, a felfűtés gyors és rendkívül pontos.

A nagy felbontású LCD kijelzőn egyidejűleg kerül megjelenítésre a beállított és az aktuális hőmérsékleti érték. A kívánt hőmérséklet forgatógomb segítségével digitális formában állítható be a kijelző felbontása mindkét érték esetében 0.1°C

A kikapcsolás utáni forró fűtőlap kijelzést az LCD display-n megjelenő Hot felirat biztosítja, ha a fűtőlap hőmérséklete 50°C fölött van.

A készülékkel lehetséges a folyadék hőmérsékletére történő hőmérséklet szabályzás is. Ehhez egy külső Pt1000-es érzékelő szükséges. (külön rendelhető, lsd alul).

<b>Rendelési kód</b>	<b>51 090 1039</b>
<b>Típus</b>	HP380-Pro
<b>Hőmérséklet-tartomány</b>	+5°C ... +380°C
<b>Hőmérséklet pontossága</b>	±0,5°C
<b>Fűtőlap mérete</b>	140 x 140 mm
<b>Fűtőlap felülete</b>	alumínium kerámia bevonattal
<b>Fűtőtéljesítmény</b>	500 W
<b>Méret</b>	320 x 180 x 108 mm
<b>Súly</b>	2,2 kg

<b>Rendelési kód</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>51 090 1041</b>	Pt1000-es hőmérséklet érzékelő
<b>51 090 1042</b>	Tartószerkezet Pt1000-es hőmérséklet érzékelőhöz



### Magas hőmérsékletű infra fűtésű melegítők

Az alábbi fűtőlapokban a gyors és magas hőmérsékletű fűtés érdekében infravörös sugárzó fűtőelemek kerültek alkalmazásra.

**IRB 1** - egy férőhelyes, teljesítmény szabályzó nélküli kivitel

Fűtőtéljesítmény: 250 W max. 700°C

Fűtőfelület: 60 x 60 mm

Külső méretek: 100 x 100 x 105 mm

Súly: 0,7 kg

**LR 1** es teljesítmény szabályzó külön rendelhető a készülékhez

**IRB 2** - egy férőhelyes, beépített teljesítmény szabályzó egységgel

Fűtőtéljesítmény: 800 W max. 900°C

Fűtőfelület: 100 x 100 mm

Külső méretek: 150 x 150 x 170 mm

Súly: 2,5 kg

**IRB 6** - hat férőhelyes, fűtőhelyenként egyenként beépített teljesítmény szabályzó egységgel. A képen látható tartószerkezet külön rendelhető.

Fűtőtéljesítmény: 6 x 250W max. 700°C

Fűtőfelület: egyenként 60 x 60 mm

Külső méretek: 697 x 305 x 122 mm (tartószerkezet nélkül)

Súly: 9 kg

<b>Rendelési kód</b>	<b>Leírás</b>
<b>32 616 0600</b>	IRB 1 infra fűtésű labormelegítő
<b>32 616 0630</b>	IRB 2 infra fűtésű labormelegítő beépített teljesítmény szabályzóval
<b>32 619 0660</b>	IRB 6 infra fűtésű labormelegítő 6 férőhelyes



### Kiegészítők

<b>Rendelési kód</b>	<b>Leírás</b>
<b>32 616 0607</b>	LR 1 teljesítmény szabályzó IRB 1 készülékhez
<b>32 616 0608</b>	Tartórúd IRB 1 és IRB 2 készülékhez
<b>32 616 0609</b>	Tartóállvány IRB 6 készülékhez
<b>32 616 0610</b>	Függőleges PVC tartósín IRB 6 készülékhez
<b>32 616 0611</b>	NS 45-ös tartóköröm IRB 6 készülékhez
<b>32 616 0612</b>	NS 29-es tartóköröm IRB 6 készülékhez
<b>32 616 0613</b>	NS 19-es tartóköröm IRB 6 készülékhez
<b>32 616 0614</b>	NS 15-es tartóköröm IRB 6 készülékhez

