

**SVR/E, SVD15, SV/II**

A készülék levegőn történő gyors hamvasztásra, égetésre, illetve bepárlásra alkalmas sorozatban vagy egyedileg. Maximum 50 mm átmérőjű ízzító téglék helyezhetők el. A felső szinten előmelegítés bepárlás lehetséges. A hamvasztás a belső kemencetérben történik, amely két oldalról nyitott, így a szabad levegőáramlás hatékony, gyors égést biztosít. A felfűtés rendkívül gyors, a maximális 950°C üzemi hőmérséklet néhány perc alatt elérhető. Az oldalrész lenyitásával a fűtés leáll, - védve a felhasználót - visszazárva folytatódik a hamvasztás. A teljesítmény (hőmérséklet) fokozatmentesen állítható, a fűtési idő beépített időzítővel (120 perc) adható meg. A készülékház rozsdamentes acélból, a belső fűtőréss speciális Cr-Ni acélból készül.

A hamvasztó ágy hossza: 400 mm  
 Max. téglátmérő: 50 mm  
 Fűtőt teljesítmény: 2500 W  
 Méretek: 450 x 310 x 180 mm  
 Súly: 7 kg



Rendelési kód	Típus	Jellemzők
42 065 0010	SVR/E	Elektronikus hőmérséklet szabályzó
42 065 0011	SVD/95P	Digitális hőmérséklet-szabályzó
42 065 0012	SV/II	Hőmérséklet szabályzó nélkül

**FŰTŐKOSÁR (PZ26, PZ27)**

Univerzális fűtőfűrdő, amely 400°C-ig homok vagy olajtöltettel használható, üresen, légfűtéssel elérhető a 700°C-os hőmérséklet is. Maximálisan 5 literes, bármilyen alakú lombik behelyezhető. Mikroprocesszoros vezérlés, digitális hőmérséklet kijelzés. Opciók tartozékként rendelhető kontakthőmérő csatlakoztatásával a minta hőmérsékletére is beállítható a szabályozás.

Rendelési kód	Típus	Hőmérséklet (°C)	Edény Ø(mm)	Edény mag. (mm)	Telj. (W)	Súly (kg)
44 061 0203	PZ 26-4	20 - 400	170/270	118	1200	7
44 061 0205	PZ 26-7	20 - 700	170/270	118	1200	7

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FŰTŐLAPOK CERAN LAPPAL**

A CERAN lap előnyei: kiváló vegyszerállóság, érzéketlen a gyors hőmérséklet változásra, nagy szilárdság. Rendkívül gyors felfűtési idő (8 perc 500°C-ra), energiatakarékos üzemmód és könnyű súly.

Hőmérsékleti tartomány: 50...500°C. A pontos hőmérséklet szabályzást Ni-Cr-Ni hőmérséklet érzékelő vezérli, amellyel 300°C fölött ±2°C-os pontosság érhető el.

A szabályzó elektronika rendkívül jó tömítéssel ellátott házba került beszerelésre, amely megfelel az IP 65-ös védettségi fokozat előírásainak.

A sorozat: fűtőlap és a vezérlő egység egybe épített.

SR sorozat: fűtőlap és a vezérlő külön egység.



Rendelési kód	Típus	Teljesítmény (W)	Lap méret (mm)	Súly (kg)
43 060 5004	4 A	1500	430 x 140	5
43 060 5011	11 A	2000	280 x 280	5,5
43 060 5022	22 A	3000	280 x 430	7
43 060 5033	33 A *	4400	430 x 430	9
43 060 5044	44 A *	5700	430 x 580	11,5
43 060 5204	4 SR	1500	430 x 140	5
43 060 5211	11 SR	2000	280 x 280	5,5
43 060 5222	22 SR	3000	280 x 430	7
43 060 5233	33 SR *	4400	430 x 430	9
43 060 5244	44 SR *	5700	430 x 580	11,5

A \*-gal jelzett típus 400V 50Hz tápfeszültséget igényel.

**CERAN THERM CT10**

A fűtőlap CERAN hőálló üvegkerámia lap. Rozsdamentes készülékház.

A felfűtés rendkívül gyorsan éri el a maximális 500°C-ot (kb. 3 perc alatt).

A hőmérséklet fokozatmentesen szabályozható.

Rendelési kód	Fűtött zóna (mm)	Fűtő teljesítmény (W)	Méretek (mm)	Súly (kg)
43 060 5400	Ø 145	1200	200 x 290 x 85	2,6