


LABORATÓRIUMI FŰTŐLAPOK, BLOKK TERMOSZTÁTOK

**SH sorozat fűtőlapok.****Faithful**

Kiváló hőmérséklet eloszlás a lap teljes felületén.

Analóg vagy digitális hőmérséklet beállítás és kijelzés.

Elérhető maximális fűtési hőmérséklet 320-350-400°C

A hőmérséklet tartás pontossága +/-1,5%.

A készülékek alumínium fűtőlappal rendelkeznek, kivéve az SH-II-B sorozat, amely grafit fűtőlappal került felszerelésre.

Az SH-II-B sorozat ezenkívül még LCD kijelzéssel és időzítéssel is rendelkezik, így a kikapcsolást lehet programozni

Rendelési kód	43 064 7101	43 064 7102	43 064 7103
Típus	SH-5	SH-8	SH-9
Rendelési kód	43 064 7104	43 064 7105	43 064 7106
Típus	SH-5B	SH-8B	SH-9B
Rendelési kód	43 064 7107	43 064 7108	43 064 7109
Típus	SH-II-5B	SH-II-8B	SH-II-9B
Hőmérséklet-tartomány	SH környezeti hőmérséklet +5°C ... +320°C SH-B környezeti hőmérséklet +5°C ... +350°C SH-II-B környezeti hőmérséklet +5°C ... +400°C		
Fűtőteljesítmény	1200 W	1800 W	3000 W
Fűtőlap mérete (mm)	300 x 300	350 x 450	400 x 600
Kijelző	SH analóg SH-B, SH-II-B digitális		
Időzítés	nincs / digitális		
Fűtőlap terhelhetősége	20 kg	30 kg	40 kg
Méret (mm)	520 x 380 x 250	560 x 520 x 250	660 x 620 x 250
Tápfeszültség	230V		
Súly	6,2	8,4	12

Mini H100 Blokk termosztát**DLab**

Rendkívül könnyű súlyú, kompakt és kényelmesen kezelhető mini készülék. Alkalmazhatóak biológiai minták gyors és standard felfűtésére, olyan applikációkban mint fehérjék és nuklein savak megőrzésére, denaturálására. LCD kijelző, minden beállított és aktuális értéknek. Kiváló hőmérséklet pontosság és reprodukáló képesség, rövid felfűtési és lehűlési idő. Biztonságos és stabil működés, túlfűtés elleni védelem. A programozás kényelmes fólia taszattúra segítségével történhet. 9 program egyenként két lépcsővel tárolható a belső memóriában. A maximális programidő 999 perc. Az adatok tárolására USB csatlakozó áll rendelkezésre. Széles blokk választék a különböző reakcióedényekhez, kémcsövekhez, centrifuga csövekhez.



Rendelési kód	46 090 0400
Típus	Mini H100
Hőmérséklet-tartomány	környezeti +5°C ... 100°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás	0,1°C/ ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség	6,5°C/perc
Időzítés	0-999perc/0-999mp
Méret/súly	110 x 162 x 140 mm/≤1 kg

Rendelési kód	Leírás	Rendelési kód	Leírás
46 090 0414	Blokk 40 x 0,2 ml	46 090 0417	Blokk 6 x 5 ml
46 090 0415	Blokk 24 x 0,5 ml	46 090 0426	Blokk 4 x 15 ml
46 090 0416	Blokk 15 x 1,5 ml	46 090 0427	Blokk 2 x 50 ml
46 090 0428	Blokk 15 x 2,0 ml		