

BLOKK THERMOSZTÁTOK

DKT200-as digitális blokk termosztátok

A DKT200-as száraz blokk termosztátok mikroprocesszoros vezérléssel, precíz hőmérséklet szabályzással rendelkező készülékek, melyek kiváló alternatívái a hagyományos vízfürdős termosztátoknak. Széles körben alkalmazhatók különböző párhuzamos minta tenyésztéseknél, előkészítésekénél és reakció műveleteknél.

Digitális hőmérséklet és időzítés kijelzés és beállítás. Gyors és egyenes felfűtés, pontos hőmérséklet szabályzás és takarékos energia felhasználás. Beépített hőmérséklet kalibrálási funkció, automatikus hiba meghatározás és hangjelzéses riasztás. Túlfűtés elleni védelem, megbízható és biztonságos működés alacsony szervíz igényvel.

Könnyen cserélhető, széles blokk választék. (Kérjük külön megrendelni a blokkokat!)

Rendelési kód	46 090 0800	46 090 1000	46 090 1110
Típus	DKT200-1	DKT200-2	DKT200-4
Fűtőbetétek száma	1	2	4
Hőmérséklet-tartomány	környezeti +5°C ... 150°C		környezeti +5°C ... 120°C
Felfűtési idő	≤30 perc (20°C-ról max-ra)		
Hőmérséklet pontosság 100°C alatt/fölött	≤ ±0,5°C / ≤ ±1,0°C		
Blokk hőmérséklet pontossága 40°C-on	0,3 °C		
Kijelző felbontása	0,1°C		
Időzítés	99 óra 59 perc		
Fűtési teljesítmény	200	400	600
Méretetek, mm	230x220x95	260x220x95	360x220x95

Külön rendelhető blokkok:

Rendelési kód	Leírás	Rendelési kód	Leírás
46 091 1801	DT01; 42 x Ø 6 mm	46 091 1809	DT09; 6 x Ø 20 mm
46 091 1802	DT02; 42 x Ø 7 mm	46 091 1810	DT10; 6 x Ø 26 mm
46 091 1803	DT03; 20 x Ø 10 mm	46 091 1811	DT11; 4 x Ø 28 mm
46 091 1804	DT04; 20 x Ø 12 mm	46 091 1812	DT12; 4 x Ø 40 mm
46 091 1805	DT05; 20 x Ø 13 mm	46 091 1813	DT13; 42 x 0,5 ml
46 091 1806	DT06; 12 x Ø 15 mm	46 091 1814	DT14; 24 x 1,5 ml
46 091 1807	DT07; 12 x Ø 16 mm	46 091 1815	DT15; 24 x 2,0 ml
46 091 1808	DT08; 12 x Ø 19 mm	46 091 1816	DT16; 48 x 0,2 ml

HB-120S Blokk termosztát

- Rendkívül egyszerű kezelés, blokkra helyezhető védőbúra
- Nagyméretű LED kijelző a hőmérséklet és az idő kijelzésére
- Maximális működési hőmérséklet 120°C, beépített túlfűtés elleni védelem
- Mikroprocesszor vezérelt hőmérséklet szabályozás és időzítő funkció
- Hőmérséklet pontosság: ± 0,5 K
- Rendkívül homogén hőmérséklet eloszlás, gyors felfűtés
- Hangjelzés a lejárt idő elteltével
- Könnyen cserélhető blokk, széles blokk választék

DLab

Rendelési kód	46 090 0120
Típus	HB-120S
Hőmérséklet-tartomány	környezeti +5°C ... 120°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás	0,1°C / ±0,5°C
Maximális felfűtési sebesség	5,5°C/perc
Időzítés	1 perctől 99 óra 59 percig
Méretetek/súly	95 x 150 x 50 mm/3,0 kg

Rendelési kód	Leírás	Lyuk méret Ø x mélység
46 090 0218	Blokk 54x0,2 ml PCR	Ø6,4 x 15 mm
46 090 0219	Blokk 40x0,5 ml	Ø8,2 x 26,4 mm
46 090 0253	Blokk 40x1,5 ml	Ø11 x 34,7 mm
46 090 0220	Blokk 40x2,0 ml	Ø11 x 34,7 mm
46 090 0221	Blokk 28x5/15 ml	Ø17 x 48 mm
46 090 0222	Blokk 8x50 ml	Ø29,8 x 48 mm
46 090 0224	Blokk 18x0,2; 18x0,5; 18x1,5/2 ml	
46 090 0223	Blokk Elisaplate (96 vagy 384)	

