

LOMBIKMELEGÍTŐK

KM-G lombikmelegítők gömblombikhoz


Üvegszálás borítás és rugalmas fűtőtest, amely alkalmazkodik a lombikokhoz a megfelelő forma és méret szerint. 500 ml-től Ø60 mm-es furat a fűtőblokk közepén. 25 és 50 ml méretnél 1 fűtési zóna, 100 ml-től 2 fűtési zóna. Maximum fűtési hőmérséklet: 450°C.
1,5 méter hálózati kábel, csatlakozó és fűtési zóna kapcsoló.

Rendelési kód	Lombik térfogat	Fűtési teljesítmény
45 919 5013	25 ml	65 W
45 919 5017	50 ml	75 W
45 919 5024	100 ml	120 W
45 919 5036	250 ml	180 W
45 919 5044	500 ml	250 W
45 919 5054	1000 ml	450 W
45 919 5063	2000 ml	600 W
45 919 5068	3000 ml	65 W
45 919 5071	4000 ml	75 W
45 919 5073	5000 ml	120 W



KM-DF vasháromláb a stabilitás érdekében, műanyag bevonatú fémből, gumilábakkal.
KM-TR tartógyűrű állványra rögzítéshez, műanyag bevonatú fémből.

Lombik térfogat	Háromláb	Tartógyűrű
100 ml	45 911 9124	45 911 9224
250 ml	45 911 9136	45 911 9236
500 ml	45 911 9144	45 911 9244
1000 ml	45 911 9154	45 911 9254
2000 ml	45 911 9163	45 911 9263
3000 ml	45 911 9168	45 911 9268
4000 ml	45 911 9171	45 911 9271
5000 ml	45 911 9173	



KM-M lombikmelegítők gömblombikhoz

Műanyag bevonatú fémház és flexibilis fűtőtest, amely a behelyezett lombik formájához és nagyságához rugalmasan idomul.

50 és 100 ml méretnél 1 fűtési zóna, 250 ml-től 2 fűtési zóna.

Maximum fűtési hőmérséklet: 450°C.

1,5 méter hálózati kábel, csatlakozó és fűtési zóna kapcsoló.

Rendelési kód	Lombik térfogat	Fűtési teljesítmény
45 919 1017	50 ml	55 W
45 919 1024	100 ml	100 W
45 919 1029	250 ml	150 W
45 919 1044	500 ml	200 W
45 919 1054	1000 ml	300 W
45 919 1063	2000 ml	500 W
45 919 1068	3000 ml	600 W
45 919 1071	4000 ml	750 W
45 919 1073	5000 ml	860 W



KM-ME lombikmelegítők gömblombikhoz

Felépítése azonos a KM-M szériával de rendelkezik beépített két fokozatú fűtési zóna kapcsolóval külön teljesítmény beállítási lehetőséggel.

Rendelési kód	Lombik térfogat	Fűtési teljesítmény
45 919 2017	50 ml	55 W
45 919 2024	100 ml	100 W
45 919 2036	250 ml	150 W
45 919 2044	500 ml	200 W
45 919 2054	1000 ml	300 W
45 919 2063	2000 ml	500 W
45 919 2068	3000 ml	600 W
45 919 2071	4000 ml	750 W
45 919 2073	5000 ml	860 W

KM-SK Rúdtartó lombikmelegítőhöz KM-M, -ME, sorozatú lombikmelegítőkhöz tartórúd rögzítésére vagy állványrendszerbe integráláshoz.

Rendelési kód	Típus
45 919 7001	KM-SK rúdtartó lombikmelegítőhöz

További kiegészítők hőmérséklet szabályzó, -érzékelő, teljesítmény szabályzó stb. külön rendelésre.

