

FŰTŐKOSARAK, SOXLET RONCSOLÓK

Fűtőkосарak lombikokhoz

Hidegen hengerelt festett lemez ház. Korróziómentes, tartós és biztonságos kialakítás. Lekerekített forma, rendkívül egyszerű kezelés, gyors felfűtés és hatékony működés. Kiváló teljesítmény előnyös áron.

Hőmérséklet szabályozós kivitel, maximális hőmérséklet 450°C (a melegített folyadék 300°C). A digitális kivitel esetében a folyadékba merülő Pt100-as hőmérséklet érzékelő és a tartószerkezet normál, árban foglalt tartozék.



Analog hőmérséklet szabályzó		Digitális hőmérséklet szabályzó		Lombik térfogat
Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus	(ml)
44 521 2102	98-IB-0050	-	-	50
44 521 2104	98-IB-0100	44 521 2142	98-IIC-0100	100
44 521 2106	98-IB-0250	44 521 2143	98-IIC-0250	250
44 521 2108	98-IB-0500	44 521 2144	98-IIC-0500	500
44 521 2110	98-IB-1000	44 521 2145	98-IIC-1000	1000
44 521 2112	98-IB-2000	44 521 2146	98-IIC-2000	2000
44 521 2114	98-IB-3000	44 521 2147	98-IIC-3000	3000
44 521 2116	98-IB-5000	44 521 2148	98-IIC-5000	5000
44 521 2117	98-IB-10000	44 521 2149	98-IIC-10000	10000
44 521 2118	98-IB-20000	44 521 2150	98-IIC-20000	20000

Fűtőkосарak lombikokhoz beépített mágneses keverővel

Felépítésük megegyezik a fenti két sorozat kialakításával. Rendelkeznek beépített mágneses keverővel, a fordulatszám folyamatosan szabályozható 0-1400 f./perc tartományban.



Analog hőmérséklet szabályzó		Digitális hőmérséklet szabályzó		Lombik térfogat
Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus	(ml)
44 521 2124	98-IIIB-0100	44 521 2162	98-IIIB-0100	100
44 521 2126	98-IIIB-0250	44 521 2163	98-IIIB-0250	250
44 521 2128	98-IIIB-0500	44 521 2164	98-IIIB-0500	500
44 521 2130	98-IIIB-1000	44 521 2165	98-IIIB-1000	1000
44 521 2132	98-IIIB-2000	44 521 2166	98-IIIB-2000	2000
44 521 2134	98-IIIB-3000	44 521 2167	98-IIIB-3000	3000
44 521 2136	98-IIIB-5000	44 521 2168	98-IIIB-5000	5000
44 521 2137	98-IIIB-10000	44 521 2169	98-IIIB-10000	10000
44 521 2138	98-IIIB-20000	44 521 2170	98-IIIB-20000	20000
44 521 2118	98-IB-20000	44 521 2150	98-IIC-20000	20000

Soxhlet roncsolók

A 4 vagy 6 férőhelyes Soxhlet roncsolóban elhelyezett fűtőkосарak hőmérséklete (fűtése) külön-külön szabályozható. Tulajdonságai és felépítésük hasonló az egy férőhelyes fűtőkосарakéhoz. Az elérhető maximális hőmérséklet: 450°C (folyadékban 300°C). Ezek a készülékek is rendelhetők beépített mágneses keverő egységgel.



4 férőhelyes		6 férőhelyes		Lombik térfogat
Rendelési kód	Típus	Rendelési kód	Típus	(ml)
44 521 2151	98-IVB-0100	44 521 2156	98-VIB-0100	100
44 521 2152	98-IVB-0250	44 521 2157	98-VIB-0250	250
44 521 2153	98-IVB-0500	44 521 2158	98-VIB-0500	500
44 521 2154	98-IVB-1000	44 521 2159	98-VIB-1000	1000

Tartozékok, lombikok, rudak, hűtőfogók, stb. külön rendelhetők.

Extraháló hüvelyek cellulózból, DIN 12449 szerint

Az extraháló hüvelyek oldószeres roncsolásoknál a lebegő részecskék felfogására kerülnek alkalmazásra. Kiszerezési egység: 25 db/csomag.



Rendelési kód	Méret (mm)	extraháló térfogat (ml)
25 021 8108	22 x 80	30
25 021 8112	25 x 100	70
25 021 8130	33 x 94	100
25 021 8133	33 x 130	150
25 021 8134	33 x 205	250