

VÍZFÜRDŐ

DWB vízfürdők

DLab

A DLab vízfürdők hasznosak a minták állandó hőmérsékletű inkubálásához, a digitális kezelőfelület segítségével könnyen beállítható a kívánt fűtési hőmérséklet. Így széles körben használhatóak az élettudományi vagy a kémiai kutatólaboratóriumokban a sejtenyészetek, a melegítő reagensek inkubálására és előnyösek a gyúlékony vegyi anyagok melegítésére.

- Stabil, precízen, PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet. Nagyméretű, jól leolvasható LED kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet. Túlfűtés elleni védelemmel ellátott
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélkád 20 literes belső térfogattal
- Ferde kialakítású tető a visszacsöpögés elkerülése érdekében
- A DWB20-P készülék beépített belső mágneses keringető szivattyúval rendelkezik, így jobb a belső hőmérséklet-eloszlás és a hőmérséklet stabilitás.

Rendelési kód	44 090 0210	44 090 0211
Típus	DWB20-P	DWB20-S
Hőmérséklet-tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C	
Hőmérséklet stabilitás 37°C	±0,2	±0,5
Hőmérséklet pontosság 37°C	±0,1	±0,3
Térfogat (liter)	20	
Kijelzés felbontása	0,1°C	
Keringető szivattyú	igen	-
Méret	667 x 349 x 357 mm	
Súly	17 kg	16,2 kg
Hőmérséklet érzékelő	Pt1000	
Teljesítmény	1050 W	1000 W



Termosztatikus vízfürdő

Faithful

Kettős alkalmazhatóság: gőzölős vízfürdő takarékos gyűrűkkel vagy hagyományos vízfürdő minták termosztálására tetővel.

- Alul elhelyezett rozsdamentes fűtőszál, a külső ház anyaga hidegen hengerelt elektrosztatikus porszórással festett acél lemez
- PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással
- Kétsoros három számjegyes digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0 ... 999 perc
- Kétféle kialakításban rendelhető: gyűrűs tetőkkel vagy anélkül. A kisebbik 420-as típus két férőhelyes (két gyűrűs hellyel ellátott) a nagyobbik 600-as, hat férőhelyes

Rendelési kód	41 122 0203	41 122 0204	41 122 0205	41 122 0206
Típus	HHW21.420AII	SHHW21.420AII	HHW21.600AII	SHHW21.600AII
Férőhely	2	2	6	6
Hőmérséklet-tartomány	RT +5°C ... 65°C	RT +5°C ... 100°C	RT +5°C ... 65°C	RT +5°C ... 100°C
Kijelzés felbontása	0,1°C			
Hőm.stabilitás/pontosság	±0,5°C / ±1,0°C			
Gyűrűs tető	nincs	van	nincs	van
Térfogat (liter)	11		36	
Időzítés, Timer	0 ... 999perc			
Hőmérséklet érzékelő	CU50			
Teljesítmény	0,5 kW	1,0 kW	0,75 kW	2,0 kW
Kád méret (mm)	420 x 180 x 140		600 x 300 x 200	
Külső méret (mm)	570 x 230 x 270		750 x 350 x 360	
Nettó súly (kg)	8	8,5	17	18



Áttetsző műanyag vízfürdő

- intelligens hőmérsékletszabályozó nagy fényerejű digitális kijelzővel az egyszerű működtetésért és a nagy pontosságú hőmérséklet szabályozásért
- alul elhelyezett fűtőszál, a teljes vízfürdő átlátszó műanyagból készült, melynek köszönhetően tisztán láthatóak a munkafolyamatok

Rendelési kód	41 122 0202
Típus	DK-98-IV
Hőmérséklet-tartomány	Környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C
Kijelzés felbontása	0,1°C
Hőmérséklet stabilitás/pontosság	±0,5°C / ≤ ± 1°C
Térfogat (L)	9,2
Kád méret (mm)/külső méret (mm)	280 x 220 x 150 / 400 x 260 x 190
Teljesítmény felv. / Nettó súly	0,8 kW / 3,5 kg

