



### Gőzölős, férőhelyre osztott, precíziós vízfürdők, DK-98-II sorozat

Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálcák számára, Hidegen hengerelt rozsdamentes acélkád és tető, elektrosztatikus porszórással festett ház. PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással. Kétsoros három szám-jegyű digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0...9999 perc. Az egyes felrakó helyek különböző átmérőjét az egyenként leszedhető 5 darab fém gyűrű biztosítja, max átmérő 120 mm.

Rendelési kód	41 122 0210	41 122 0211	41 122 0212	41 122 0213	41 122 0214	41 122 0215	41 122 0216
Típus	DK-98-II-A1	DK-98-II-A2	DK-98-II-A4	DK-98-II-A6	DK-98-II-A8	DK-98-II-62	DK-98-II-82
Férőhely sor/lyuk	1	1/2	1/4	1/6	2/4	2/3	2/4
Hőmérséklet-tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C						
Kijelzés felbontása	0,1°C						
Hőm.stabilitás/pontosság	≤ ±1°C / ≤ ±2,5°C						
Térfogat (liter)	3,4	6,5	12,8	19,0	12,7	18,7	24,8
Teljesítmény	0,4 kW	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Kád méret (mm)	168x168x120	325x168x120	653x168x120	945x168x120	325x325x120	480x325x120	635x325x120
Külső méret (mm)	360x240x190	510x240x190	830x380x190	1100x250x215	510x380x190	670x380x190	830x380x190
Nettó súly (kg)	3,3	5,0	7,0	12,0	6,5	8,6	9,0

### Gőzölős, férőhelyre osztott vízfürdők, DK-2000-es sorozat

- Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálcák számára, külön tető nélküli kivitel
- Alul elhelyezett rozsdamentes fűtőszál, a külső ház anyaga hidegen hengerelt elektrosztatikus porszórással festett acél lemez
- A kád és a fedőlap rozsdamentes acél
- PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással
- Kétsoros három számjegyű digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték
- Időzítés (Timer) funkció 0...9999 perc
- Működési hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet +5°C-tól 100°C-ig.



Rendelési kód	44 521 2171	44 521 2172	44 521 2173	44 521 2174
Típus	DK2000-1	DK2000-2	DK2000-4	DK2000-6
Férőhely	1	2	4	6
Hőmérséklet-tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C			
Kijelzés felbontása	0,1°C			
Hőm. stabilitás/pontosság	±0,5°C / ±1,0°C			
Térfogat (liter)	3,4	6,6	12,7	18,7
Hőmérséklet érzékelő	CU50			
Teljesítmény	0,4 kW	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Kád méret (mm)	150 x 135 x 150	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	500 x 300 x 150
Külső méret (mm)	170 x 154 x 210	318 x 168 x 210	350 x 318 x 210	524 x 322 x 210
Nettó súly (kg)	3,3	4,5	6	7,5

### Gőzölős, férőhelyre osztott, precíziós vízfürdők, WB sorozat

Lombikok, főzőpoharak, bepárlótálcák számára, Hidegen hengerelt rozsdamentes acélkád és tető, elektrosztatikus porszórással festett ház. PID vezérléssel szabályzott belső hőmérséklet, túlfűtés riasztással. Kétsoros három szám-jegyű digitális hőmérséklet kijelzés: felül az aktuális kád hőmérséklet, alul a beállított hőmérsékleti érték. Időzítés (Timer) funkció 0...999 perc. Az egyes felrakó helyek különböző átmérőjét az egyenként leszedhető 5 darab PP műanyag gyűrű biztosítja, max átmérő 120 mm.



Rendelési kód	41 122 0220	41 122 0221	41 122 0222	41 122 0223	41 122 0224	41 122 0225	41 122 0226
Típus	WB 3-1	WB 7-2	WB 13-4	WB 19-6	WB 12-4	WB 18-6	WB 20-8
Férőhely sor/lyuk	1	1/2	1/4	1/6	2/4	2/3	2/4
Hőmérséklet-tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 100°C						
Kijelzés felbontása	0,1°C						
Hőm. stabilitás/pontosság	±0,5°C / ±1,0°C						
Térfogat (liter)	3,4	6,3	12,8	19,3	12,0	18,6	20,6
Teljesítmény	0,3 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,5 kW	0,8 kW	1,2 kW	2,0 kW
Kád méret (mm)	160x160x130	305x160x130	600x165x130	900x165x130	305x305x130	470x305x130	600x290x130
Külső méret (mm)	200x210x210	340x210x210	635x165x210	930x210x210	340x350x210	510x350x210	635x340x210
Nettó súly (kg)	3,0	4,0	7,0	8,0	6,0	8,0	9,0