

## VÍZFÜRDŐK, VÍZFÜRDŐS RÁZÓGÉPEK

## Labor und Reinraumtechnik

Mikroprocesszoros PID-vezérlésű vízfürdők időzítővel és LED kijelzővel. Kíméletes melegítést biztosítanak kedvező hőmérséklet konstanssal. A vízfürdőkádja és a fedél nemesacélból készül. A fűtőtest a fenéklemezen van, és egy perforált lemez fedi, ezért alkalmas alacsony folyadékszint használata mellett is. A zárócsavarral ellátott kifolyó lehetővé teszi a vízfürdő teljes leürítését.

Az MWB5 - MWB80 vízfürdőkhoz ferde tető tartozik.

I. osztályú védelem DIN 12876 szerint, szárazra futás ellen védett.

Működési hőmérséklet tartomány: 25°C-tól 100°C-ig.

Időbeni hőmérséklet konstans:  $\pm 0,2$  K.

Rendelési kód	Típus	Térfogat (liter)	Kád nyílás (mm)	Mélység (mm)
44 991 0056	MWB 5	2-6	215 x 230	120
44 991 0060	MWB 10	4-10	390 x 230	120
44 991 0070	MWB 20	6-20	455 x 230	170
44 991 0075	MWB 40	10-35	500 x 250	360
44 991 0080	MWB 80	20-80	620 x 420	300



Az MSB 20 rázós vízfürdő kialakítása megegyezik a fent leírtakkal, azonban további kiegészítője egy tartólap Erlenmeyer lombikok rögzítéséhez.

Rázási frekvencia: 20 - 200 ford/perc között állítható, 16 mm kitéréssel.

Rendelési kód	Típus	Térfogat (liter)	Kád nyílás (mm)	Mélység (mm)
44 991 0050	MSB 21	5-20	370 x 165	150



### Tartozékok vízfürdőkhoz:

Rendelési kód	Típus	Megnevezés
44 999 5001	MWB 5	Lapos fedél, 1 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5005	MWB 5	Lapos fedél, 2 nyílás, Ø 92 mm
44 999 5002	MWB 10	Lapos fedél, 3 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5006	MWB 10	Lapos fedél, 6 nyílás, Ø 92 mm
44 999 5003	MWB 20	Lapos fedél, 3 nyílás, Ø 130 mm
44 999 5007	MWB 20	Lapos fedél, 8 nyílás, Ø 92 mm
449 99 5800		Gyűrű készlet, 6 részes, Ø 130 mm nyíláshoz és MWB2
44 999 5900		Gyűrű készlet, 4 részes, Ø 92 mm nyíláshoz
44 999 5500		Vízszintszabályzó
44 999 5600		Leeresztő csap
44 999 5700	MSB 20	SKR 20 Tartó kosár kémcsőállványokhoz
44 991 1896	MSB 20	10 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1897	MSB 20	25 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1898	MSB 20	50 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1899	MSB 20	100 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1900	MSB 20	250 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1901	MSB 20	500 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő
44 991 1902	MSB 20	1000 ml Erlenmeyer-lombik rögzítő



### Kémcsőállványok

MWB5 max. 3db.; MWB10 max. 5db.; MWB20 max. 6db.; MSB20 max. 4 db.

Rendelési kód	Típus	Kapacitás
44 999 5100	WBT 6-22	56 db Ø 10,5mm
44 999 5400	WBT 6-22	56 db Ø 11,5mm
44 999 5200	WBT 6-22	33 db Ø 14,5mm
44 999 5300	WBT 6-22	18 db Ø 18,5mm
44 999 5090	WBT 6-22	6 db Ø 32,0 mm
44 999 6300	SWB 20	36 db Ø 11,5 mm
44 999 6200	SWB 20	36 db Ø 13,5 mm
44 999 6100	SWB 20	20 db Ø 18,5 mm
44 999 6400	SWB 20	5 db Ø 32,0 mm

