

BEFÜGGŐ FEJES TERMOSZTÁTOK

Labor und Reinraumtechnik



T sorozatú termosztátfejek:mikroprocesszoros technika, egyszerű kezelés, felhasználóbarát menüvezetés, mindössze néhány tasztatúra, beépített keringető szivattyú, a biztonságos működést folyadék szintérzékelő és beállítható túlfűtés elleni védelem garantálja, 3-as biztonsági osztály DIN 12876 szabvány szerint, szükséges kád mélység: min. 150 mm.

Rendelési kód	Típus	Hőmérséklet/ pontosság (°C / K)	Pumpa- teljesítmény	Teljesítmény (W)
10 999 1772	T100	+ 25 ... + 100 / ± 0,1	5 liter/perc, 0,12 bar	1000
10 999 1773	T150	+ 25 ... + 150 / ± 0,1	5 liter/perc, 0,12 bar	1800
10 999 1774	T200*	+ 30 ... + 200 / ± 0,01	8 liter/perc, 0,2 bar	1800

* RS232-es és külső hőmérséklet érzékelő csatlakozóval rendelkezik



Termosztátfej műanyagkáddal

Polikarbonát kád, +100°C-ig használható

Rendelési kód	Típus	Térfogat (liter)	Méret (mm) nyílás x mélység	Méret (mm) külső
10 999 1776	PB4 T100	4	140 x 70 x 145	140 x 220 x 165
10 999 1778	PB6 T100	6	140 x 140 x 145	140 x 290 x 165
10 999 1780	PB8 T100	8	140 x 210 x 145	140 x 360 x 165
10 999 1782	PB10 T100	10	140 x 280 x 145	140 x 430 x 165
10 999 1784	PB12 T100	12	140 x 350 x 145	140 x 500 x 165

A fenti kádak T150 vagy T200 típusú fejekkel is rendelhetők.



Termosztátfej rozsdamentes acélkáddal

Komplett felépítés: rozsdamentes acél kád tetővel, **hűtőkígyóval** és külsőtér temperálásához szükséges **csőcsonk csatlakozóval**. Standard felszerelés a túlfűtés elleni védelem valamint az automatikus vízszint figyelés (3. biztonsági osztály).

Rendelési kód	Típus	Térfogat (liter)	Méret (mm) nyílás x mélység	Méret (mm) külső
10 999 1787	ETB3 T100	3	-	210 x 190 x 360
10 999 1788	ETB3 T150	3	-	210 x 190 x 340
10 999 1789	ETB3 T200	3	-	210 x 190 x 340
10 999 1790	ETB5 T100	5	115 x 115 x 150	340 x 175 x 380
10 999 1791	ETB5 T150	5	115 x 115 x 150	340 x 175 x 340
10 999 1792	ETB5 T200	5	115 x 115 x 150	340 x 175 x 340
10 999 1793	EB7 T100	7	230 x 75 x 150	310 x 270 x 360
10 999 1794	EB7 T150	7	230 x 75 x 150	310 x 270 x 340
10 999 1795	EB7 T200	7	230 x 75 x 150	310 x 270 x 340
10 999 1796	EB13 T100	13	230 x 270 x 150	310 x 470 x 360
10 999 1797	EB13 T150	13	230 x 270 x 150	310 x 470 x 340
10 999 1798	EB13 T200	13	230 x 270 x 150	310 x 470 x 340
10 999 1800	EB18 T150	18	230 x 270 x 200	310 x 470 x 425
10 999 1801	EB18 T200	18	230 x 270 x 200	310 x 470 x 425
10 999 1803	EB23 T150	23	230 x 270 x 250	310 x 470 x 475
10 999 1804	EB23 T200	23	230 x 270 x 250	310 x 470 x 475

A 3 literes kád térfogat csak külső termosztálásra használható!

