

KÉMCSŐRÁZÓK, VORTEX KEVERŐK

MI1002 széria

Four e's

Rendkívül előnyös áru mini vortex keverők, 50 ml keverhető mennyiségnek. Masszív műanyagházas felépítés, IP 21 védettségű fokozattal. A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MI1002D modellnél.

Rendelési kód	51 950 0163	51 950 0164
Típus	MI1002D	MI1002
Keverési sebesség (fordulat/perc)	0 ... 3000	
Fordulatszám kijelzés	digitális, LED	analóg skála
Keverhető mennyiség	max. 50ml	
Méret, súly	107 x 146 x 166 mm, 3 kg	



Egy sokoldalú keverő különböző típusú mintákhoz

Folyamatosan szabályozható rázási sebesség 0...2850 fordulat/perc tartományban. Nyomásra induló vagy folyamatos rázás, széles feltét választék nagyobb méretű csövek és mikrotiterplate számára. Probléma mentes üzemeltetés hideg helyiségekben vagy inkubátorokban a 4 - 65°C-os hőmérséklettartományban. Méretek: 140x160x130 mm, súly: 2,2 kg, tápellátás: 230V, 50Hz

Rendelési kód	Leírás
51 002 6141	Vortex Mixer VX-200
51 002 6142	feltét 24 x 1,5/2,0 ml; 24 x 0,5 ml és 32 x 0,2 ml csövekhez
51 002 6672	feltét microtiter plate-hez
51 002 7458	feltét 8 x 15 ml és 8 x Ø12/13 mm csövekhez
51 002 7460	feltét 6 x 50 ml csövekhez
51 002 8298	feltét 12 x 1,5/2,0 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)
51 002 7459	feltét 4 x 15 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)
51 002 8299	feltét 2 x 50 ml csövekhez (vízszintes elhelyezkedés)



Mini Vortex Mixers

Ohaus

AZ OHAUS Vortex keverők tökéletesen alkalmasak a laboratóriumi munka megkönnyítésére. Bemutatunk négy darab Mini Vortex keverőt, melyek alkalmasak lassabb, valamint nagy sebességű keverésre is. A rögzített sebességű modell egyérintéses, nagy sebességű keverést kínál. Az analóg modell fordulatszám-szabályozással rendelkezik, a digitális modelleknél megadható a pontos sebesség és idő a reprodukálható eredmények eléréséhez. A digitális pulzáló modell csökkenti a hőtermelést, eközben effektívebb keverést és sejtroncsolást biztosít.

Rendelési kód	53 039 2110	53 039 2117	53 039 2124	53 039 2131
Típus	VXMNFS	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Vezérlés	fix sebesség	analog	digital	digital, pulzáló
Rázási sebesség	2500 rpm	300 - 2500 rpm	500 - 2500 rpm	
Rázási amplitúdó		4,9 mm		2,5 mm
Terhelhetőség		3,6 kg		4 Microplate vagy 2 Microtube Rack
Méret (SzéxMéxMa)	123 x 210 x 165 mm			
Nettó súly	4,4 kg			
Tápellátás	230V, 0.6A, 50/60Hz			



MIX-28 Smart Vortexer

Miulab

A Smart Vortexer típusai a nyomásra induló keverésre fókuszálnak. Kis méretű, kompakt kalakítású és egyszerű kezelésű készülékek magas keverési fordulatszámmal.
- Max. Ø30mm átmérőjű kémcsövek / centrifugacsövek keverésére alkalmas
- Kémiaillag ellenálló műanyag ház, 12V-os tápegység.

Rendelési kód	51 950 0165	51 950 0166
Típus	MIX-28 Smart Vortexer	MIX-28+ Smart Vortexer
Vezérlés	fix sebesség	szabályozható fordulatszám
Rázási sebesség	4000 rpm	0 - 4000 rpm
Keverhető mennyiség (H ₂ O)	max. 50 ml	max. 50 ml
Terhelhetőség	3,6 kg	3,6 kg
Méret	110 x 110 x 86 mm	110 x 110 x 86 mm
Nettó súly	1,2 kg	1,2 kg

